



# 솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발

## 화면설계서 – Master Admin Web

Document Version : v1.3

Release Date : 2021.10

Organization : 픽스프레임, 솔티드(주)

Author : 정수화, 제갈훈

구분	소속	역할	담당자	확인일	확인
작성	픽스프레임	기획PL	정수화		
	솔티드	기획PA	제갈훈		
동료검토	솔티드(주)	기획PA	유병규		
동료검토	솔티드(주)	개발PL	최성찬		
동료검토	픽스프레임	PM	김상환		
검토	솔티드	사업총괄	연상근		
인수/승인	솔티드	총괄PM	강경훈		

날짜	버전	변경사유	변경내용	작성자
2021.10.22	1.0	취합	<ul style="list-style-type: none"><li>내부 동료 검토 이후 보완 및 문서 취합</li></ul>	정수화
2021.10.26	1.1	명칭 수정	<ul style="list-style-type: none"><li>치료사 → 의료진 으로 전체 변경</li></ul>	김상환
2021.10.27	1.1	운동부위, 환자정보, 알림 수정	<ul style="list-style-type: none"><li>운동 부위 밸런스 App의 부위 표시 하는 형태로 정의</li><li>환자의 문진/종합결과는 Master Admin 에서 제공하지 않음 (삭제 처리)</li><li>알림의 유휴환자 관리 환자와 의료진의 매칭 정보 수정 시 의료진 선택하여 매칭 가능하도록 수정</li></ul>	김상환
2021.10.28	1.1	언어관리 삭제	<ul style="list-style-type: none"><li>언어팩은 관리하지 않는다. (10/28 협의)</li></ul>	김상환
2021.10.29	1.1	1개월간 계정 미사용 시 계정이 비활성화	<ul style="list-style-type: none"><li>1개월간 계정 미사용 시 계정이 비활성화 (로그인 화면 비활성화 Alert 처리)</li><li>관리자 관리의 상태 Description 처리</li></ul>	김상환
2021.11.01	1.15	요구사항 반영&화면 추가(홈/통계)	<ul style="list-style-type: none"><li>알림 &gt; 유휴환자<ul style="list-style-type: none"><li>유휴환자의 경우 의료진 매칭 전까지 매칭 코드란에 정보가 입력되지 않는것으로 디스크립션 추가</li></ul></li><li>환자 상세정보<ul style="list-style-type: none"><li>동의 항목 7가지로 업데이트</li></ul></li><li>로그인<ul style="list-style-type: none"><li>연속 5회 로그인 실패 시 메시지 출력</li></ul></li><li>의료진 목록 &gt; 센터 코드 항목 추가</li><li>홈 화면 설계 추가</li><li>통계 화면 설계 추가</li></ul>	정수화
2021.11.03	1.2	메뉴추가 및 동료검토	<ul style="list-style-type: none"><li>자주묻는질문 관리 메뉴 추가</li><li>코드관리 &gt; 프로젝트 / 운동 부위 메뉴 추가</li><li>디스크립션 및 전체 설계 내용 보완</li></ul>	정수화
2021.11.04	1.25	동료검토 이후 보완	<ul style="list-style-type: none"><li>팝업 : HTML 관리로 통일</li><li>환자관리 : 환자 이름 변경 가능하도록 수정</li></ul>	정수화
2021.11.05	1.3	메뉴명 수정 및 동료검토	<ul style="list-style-type: none"><li>FAQ -&gt; 자주묻는질문으로 메뉴명 수정</li><li>프론트 채널 수정으로 인한 기능 수정</li><li>의료진 회원정보 - 직군 수정 가능</li></ul>	정수화

로그인

Page Description	로그인	Screen ID	MAD-W-01	Description
<div><div>NEUROGAIT Master Master Admin</div><div><div><div>아이디</div><div>1비밀번호</div><div>2로그인</div></div></div><div><p>계정이 없거나 확인이 필요하신 분은 NEUROGAIT 운영 담당자에게 문의 바랍니다. 본인의 계정이 노출되지 않도록 주의해주시기 바랍니다. © Copyright 2022 SALTED.LTD</p></div></div>				<div><div>1. 비밀번호 마스킹 처리</div><div>2. - 계정 불일치로 로그인 되지 않을 경우 알 러트 메시지 출력 메시지는 아래 시트 47번 <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlbC4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlbC4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276</a> "계정을 다시 확인해주세요."</div><div><div>최초 로그인 시 임시비밀번호를 변경하도 록 설정 메뉴로 이동함</div><div>- 연속 5회 실패 시 잠금처리(1시간) 및 메 시지 출력 메시지는 아래 시트 50번 <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlbC4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlbC4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276</a> "로그인 가능 횟수를 초과하였습니다. 1시 간동안 로그인을 할 수 없습니다."</div><div>- 1개월간 계정 미사용 시 계정 비활성화 알럿 메시지 출력 메시지는 아래 시트 49번 <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlbC4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGlbC4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276</a> "장기 미사용으로 계정이 비활성화 되었습 니다. 관리자에게 계정 활성화를 요청해주 세요."</div></div></div>

101

Page Description	홈								Screen ID	MAD-W-02	Description
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]		
<div><div>오늘의 NEUROGAIT</div><div><div>Patient App (전체) <span>1 통계 더보기 &gt;</span></div><div><div>국가별 회원 현황 <span>2</span></div><div>유형별 회원(사용자) 현황 <span>3</span></div><div>의료진 사용 현황 <span>4</span></div></div><div><div>알림 <span>5 더보기 &gt;</span></div><div><div>진료유휴환자 <span>6 00명</span></div><div>의료진 계정 문의 <span>7 00명</span></div><div>공지사항 <span>8 &gt;</span></div><div>팝업관리 <span>10 &gt;</span></div><div>이벤트 관리 <span>9 &gt;</span></div><div>알림관리 <span>11 &gt;</span></div></div></div></div><div><div>통계 메뉴로 이동</div><div>환자용 앱 가입 시 선택한 국가에 대한 통계 수치 출력 (가입시 선택한 국가/전체 회원)%</div><div>의료진 매칭 코드로 구분된 유형별 환자 현황 (유형/전체 회원)%</div><div>의료진 계정 사용 현황 (계정 활성 상태/전체 의료진 수)%</div><div>알림 썸머리 페이지로 이동(a메뉴)</div><div>진료유휴환자수 표기</div><div>계정 문의 중 처리되지 않은 게시글 수 표기</div><div>사이트 관리 &gt; 공지사항 목록 페이지로 이동</div><div>사이트 관리 &gt; 이벤트 관리 목록 페이지로 이동</div><div>사이트관리 &gt; 팝업관리 목록 페이지로 이동</div><div>사이트 관리 &gt; 알림관리 목록 페이지로 이동</div><div>(공통)</div><div>메뉴 권한이 없는 관리자가 링크 또는 메뉴 바로가기 버튼 클릭 시 알럿 메시지 출력</div><div>아래 시트 51번 메시지</div><div>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276</div><div>"관리 권한이 없습니다."</div></div></div>											

병원/의료진 관리

Page Description

병원/의료진관리 > 병원(업체)

Screen ID

MAD-W-03

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진  
관리

환자/사용자  
관리

운동  
관리

사이트  
관리

관리자  
관리

코드  
관리

메뉴  
관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 병원(업체)  
의료진

7

국가 ▼

1

관리여부 ▼

검색어를 입력해주세요.

검색

2

총 게시물 00개

6

□

국가

병원(업체)명

담당자

등록일

관리

□

한국

원주연세세브란스병원

5

김\*희

2021.03.03

사용

□

한국

서울대학교병원

김\*희

2021.03.03

중지

□

한국

서울헬스센터

김\*희

2021.03.03

사용

□

한국

퍼스널트레이닝센터

김\*희

2021.03.03

사용

□

한국

서울 재활병원

김\*희

2021.03.03

사용

□

한국

서송병원

김\*희

2021.03.03

사용

□

한국

치휴한방병원

김\*희

2021.03.03

사용

⋮

선택한 병원(업체) 거래 중지 처리

4

등록

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1. 구분 검색 가능  
관리여부, 거래중, 거래중지, 계약 진행중

2. 현재 조건에 해당하는 목록 개수 출력

3. 체크 후 버튼 클릭 시 관리 상태 거래 중지  
로 업데이트

4. 등록 페이지로 이동

5. 목록 화면에서 담당자 이름 마스킹 처리(보  
안 사항)

6. 게시판 한 페이지당 목록 20개  
(관리자 공통)

7. 국가선택



Page Description	병원/의료진관리 > 병원(업체) > 등록					Screen ID	MAD-W-04	Description																									
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]																								
▶ 병원(업체) 의료진									홈 > 병원																								
<div>병원(업체) 정보 등록/관리</div> <div>* 필수입력</div> <table><tr><td>*병원(업체)명</td><td colspan="2"><div>국가 선택</div><div>병원 선택</div></td></tr><tr><td>*담당자명</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>*담당자 이메일</td><td colspan="2"><div>@</div></td></tr><tr><td>*담당자 연락처</td><td colspan="2"><div>-</div><div>-</div></td></tr><tr><td>병원/업체 연락처</td><td colspan="2"><div>-</div><div>내선번호</div></td></tr><tr><td>상태</td><td colspan="2"><div>● 사용 ○ 중지</div></td></tr><tr><td>첨부파일</td><td colspan="2"><div>파일첨부</div><div>첨부파일은 이미지, 문서(pdf), 압축파일만 가능합니다.</div></td></tr><tr><td>비고</td><td colspan="2"></td></tr></table> <div><div>취소</div><div>등록</div></div>										*병원(업체)명	<div>국가 선택</div> <div>병원 선택</div>		*담당자명			*담당자 이메일	<div>@</div>		*담당자 연락처	<div>-</div> <div>-</div>		병원/업체 연락처	<div>-</div> <div>내선번호</div>		상태	<div>● 사용 ○ 중지</div>		첨부파일	<div>파일첨부</div> <div>첨부파일은 이미지, 문서(pdf), 압축파일만 가능합니다.</div>		비고		
*병원(업체)명	<div>국가 선택</div> <div>병원 선택</div>																																
*담당자명																																	
*담당자 이메일	<div>@</div>																																
*담당자 연락처	<div>-</div> <div>-</div>																																
병원/업체 연락처	<div>-</div> <div>내선번호</div>																																
상태	<div>● 사용 ○ 중지</div>																																
첨부파일	<div>파일첨부</div> <div>첨부파일은 이미지, 문서(pdf), 압축파일만 가능합니다.</div>																																
비고																																	
<div>1. 병원(업체) 코드에 등록된 목록 출력 국가 선택 시 해당 국가에 종속하는 병원 목록 출력</div> <div>2. -</div> <div>3. 담당자명 텍스트 입력 입력 제한 없음</div> <div>4. 이메일 계정 직접 입력</div> <div>5. 영업 상태 영업 : 계정 비활성화 상태 거래 : 계정 사용중 중지 : 계정 비활성화 상태</div> <div>6. 관련 파일 첨부 가능 pdf, 이미지, 압축파일만 첨부 가능</div> <div>7. 텍스트 입력 입력 제한 없음</div>																																	

Page Description

병원/의료진관리 > 병원(업체) > 상세/수정

Screen ID

MAD-W-04-1

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진  
관리

환자/사용자  
관리

운동  
관리

사이트  
관리

관리자  
관리

코드  
관리

메뉴  
관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 병원(업체)  
의료진

홈 > 병원

병원(업체) 정보 수정

\* 필수입력

1

\*병원(업체)명

한국 1:1 트레이닝센터

\*담당자명

관리자

\*담당자 이메일

abc

@

naver.com

\*담당자 연락처

010

-

1111

-

1111

병원/업체 연락처

-

-

내선번호

상태

2

☐ 사용

☒ 중지

첨부파일

파일첨부

첨부파일은 이미지, 문서(pdf), 압축파일만 가능합니다.

3

인술 업데이트 계획.pdf [삭제]

인술.jpg [삭제]

비고

삭제

취소

수정

4

1. 병원(업체)명, 소속 센터/치료과 제외 수정 가능

2. 상태가 사용, 중지로 변경 될 경우 해당 병원(업체)에 소속된 계정 비활성 처리 중지 선택 시 해당 병원 소속 의료진과 매칭된 환자가 유휴환자 처리가 된다는 메시지 출력 (a참조)

3. 해당 첨부 파일 삭제

4. 변경 사항 정보 업데이트

a


병원(업체)의 상태를 중지로 변경할 경우 해당 병원(업체) 소속의 의료진과 매칭되어 있는 환자는 유휴 처리 됩니다.

확인

## 의료진 관리

# # Master Master Admin의료진 관리 프로세스

프로세스명	Master Master Admin의료진 관리 프로세스	Phase	설계	작성일	2021-10-12
프로세스 정의	의료진 등록 및 관리 프로세스			작성자	정수화



Page Description	병원/의료진 관리 > 의료진 목록							Screen ID	MAD-W-04-02	Description
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	
병원(업체) ▶ 의료진	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>11</div> <div>12</div> </div> <div> <div>13</div> <div>14</div> <div>15</div> <div>16</div> <div>17</div> <div>18</div> <div>19</div> <div>20</div> <div>21</div> <div>22</div> <div>23</div> <div>24</div> <div>25</div> <div>26</div> <div>27</div> <div>28</div> <div>29</div> <div>30</div> <div>31</div> <div>32</div> <div>33</div> <div>34</div> <div>35</div> <div>36</div> <div>37</div> <div>38</div> <div>39</div> <div>40</div> <div>41</div> <div>42</div> <div>43</div> <div>44</div> <div>45</div> <div>46</div> <div>47</div> <div>48</div> <div>49</div> <div>50</div> <div>51</div> <div>52</div> <div>53</div> <div>54</div> <div>55</div> <div>56</div> <div>57</div> <div>58</div> <div>59</div> <div>60</div> <div>61</div> <div>62</div> <div>63</div> <div>64</div> <div>65</div> <div>66</div> <div>67</div> <div>68</div> <div>69</div> <div>70</div> <div>71</div> <div>72</div> <div>73</div> <div>74</div> <div>75</div> <div>76</div> <div>77</div> <div>78</div> <div>79</div> <div>80</div> <div>81</div> <div>82</div> <div>83</div> <div>84</div> <div>85</div> <div>86</div> <div>87</div> <div>88</div> <div>89</div> <div>90</div> <div>91</div> <div>92</div> <div>93</div> <div>94</div> <div>95</div> <div>96</div> <div>97</div> <div>98</div> <div>99</div> <div>100</div> <div>101</div> <div>102</div> <div>103</div> <div>104</div> <div>105</div> <div>106</div> <div>107</div> <div>108</div> <div>109</div> <div>110</div> <div>111</div> <div>112</div> <div>113</div> <div>114</div> <div>115</div> <div>116</div> <div>117</div> <div>118</div> <div>119</div> <div>120</div> <div>121</div> <div>122</div> <div>123</div> <div>124</div> <div>125</div> <div>126</div> <div>127</div> <div>128</div> <div>129</div> <div>130</div> <div>131</div> <div>132</div> <div>133</div> <div>134</div> <div>135</div> <div>136</div> <div>137</div> <div>138</div> <div>139</div> <div>140</div> <div>141</div> <div>142</div> <div>143</div> <div>144</div> <div>145</div> <div>146</div> <div>147</div> <div>148</div> <div>149</div> <div>150</div> <div>151</div> <div>152</div> <div>153</div> <div>154</div> <div>155</div> <div>156</div> <div>157</div> <div>158</div> <div>159</div> <div>160</div> <div>161</div> <div>162</div> <div>163</div> <div>164</div> <div>165</div> <div>166</div> <div>167</div> <div>168</div> <div>169</div> <div>170</div> <div>171</div> <div>172</div> <div>173</div> <div>174</div> <div>175</div> <div>176</div> <div>177</div> <div>178</div> <div>179</div> <div>180</div> <div>181</div> <div>182</div> <div>183</div> <div>184</div> <div>185</div> <div>186</div> <div>187</div> <div>188</div> <div>189</div> <div>190</div> <div>191</div> <div>192</div> <div>193</div> <div>194</div> <div>195</div> <div>196</div> <div>197</div> <div>198</div> <div>199</div> <div>200</div> <div>201</div> <div>202</div> <div>203</div> <div>204</div> <div>205</div> <div>206</div> <div>207</div> <div>208</div> <div>209</div> <div>210</div> <div>211</div> <div>212</div> <div>213</div> <div>214</div> <div>215</div> <div>216</div> <div>217</div> <div>218</div> <div>219</div> <div>220</div> <div>221</div> <div>222</div> <div>223</div> <div>224</div> <div>225</div> <div>226</div> <div>227</div> <div>228</div> <div>229</div> <div>230</div> <div>231</div> <div>232</div> <div>233</div> <div>234</div> <div>235</div> <div>236</div> <div>237</div> <div>238</div> <div>239</div> <div>240</div> <div>241</div> <div>242</div> <div>243</div> <div>244</div> <div>245</div> <div>246</div> <div>247</div> <div>248</div> <div>249</div> <div>250</div> <div>251</div> <div>252</div> <div>253</div> <div>254</div> <div>255</div> <div>256</div> <div>257</div> <div>258</div> <div>259</div> <div>260</div> <div>261</div> <div>262</div> <div>263</div> <div>264</div> <div>265</div> <div>266</div> <div>267</div> <div>268</div> <div>269</div> <div>270</div> <div>271</div> <div>272</div> <div>273</div> <div>274</div> <div>275</div> <div>276</div> <div>277</div> <div>278</div> <div>279</div> <div>280</div> <div>281</div> <div>282</div> <div>283</div> <div>284</div> <div>285</div> <div>286</div> <div>287</div> <div>288</div> <div>289</div> <div>290</div> <div>291</div> <div>292</div> <div>293</div> <div>294</div> <div>295</div> <div>296</div> <div>297</div> <div>298</div> <div>299</div> <div>300</div> <div>301</div> <div>302</div> <div>303</div> <div>304</div> <div>305</div> <div>306</div> <div>307</div> <div>308</div> <div>309</div> <div>310</div> <div>311</div> <div>312</div> <div>313</div> <div>314</div> <div>315</div> <div>316</div> <div>317</div> <div>318</div> <div>319</div> <div>320</div> <div>321</div> <div>322</div> <div>323</div> <div>324</div> <div>325</div> <div>326</div> <div>327</div> <div>328</div> <div>329</div> <div>330</div> <div>331</div> <div>332</div> <div>333</div> <div>334</div> <div>335</div> <div>336</div> <div>337</div> <div>338</div> <div>339</div> <div>340</div> <div>341</div> <div>342</div> <div>343</div> <div>344</div> <div>345</div> <div>346</div> <div>347</div> <div>348</div> <div>349</div> <div>350</div> <div>351</div> <div>352</div> <div>353</div> <div>354</div> <div>355</div> <div>356</div> <div>357</div> <div>358</div> <div>359</div> <div>360</div> <div>361</div> <div>362</div> <div>363</div> <div>364</div> <div>365</div> <div>366</div> <div>367</div> <div>368</div> <div>369</div> <div>370</div> <div>371</div> <div>372</div> <div>373</div> <div>374</div> <div>375</div> <div>376</div> <div>377</div> <div>378</div> <div>379</div> <div>380</div> <div>381</div> <div>382</div> <div>383</div> <div>384</div> <div>385</div> <div>386</div> <div>387</div> <div>388</div> <div>389</div> <div>390</div> <div>391</div> <div>392</div> <div>393</div> <div>394</div> <div>395</div> <div>396</div> <div>397</div> <div>398</div> <div>399</div> <div>400</div> <div>401</div> <div>402</div> <div>403</div> <div>404</div> <div>405</div> <div>406</div> <div>407</div> <div>408</div> <div>409</div> <div>410</div> <div>411</div> <div>412</div> <div>413</div> <div>414</div> <div>415</div> <div>416</div> <div>417</div> <div>418</div> <div>419</div> <div>420</div> <div>421</div> <div>422</div> <div>423</div> <div>424</div> <div>425</div> <div>426</div> <div>427</div> <div>428</div> <div>429</div> <div>430</div> <div>431</div> <div>432</div> <div>433</div> <div>434</div> <div>435</div> <div>436</div> <div>437</div> <div>438</div> <div>439</div> <div>440</div> <div>441</div> <div>442</div> <div>443</div> <div>444</div> <div>445</div> <div>446</div> <div>447</div> <div>448</div> <div>449</div> <div>450</div> <div>451</div> <div>452</div> <div>453</div> <div>454</div> <div>455</div> <div>456</div> <div>457</div> <div>458</div> <div>459</div> <div>460</div> <div>461</div> <div>462</div> <div>463</div> <div>464</div> <div>465</div> <div>466</div> <div>467</div> <div>468</div> <div>469</div> <div>470</div> <div>471</div> <div>472</div> <div>473</div> <div>474</div> <div>475</div> <div>476</div> <div>477</div> <div>478</div> <div>479</div> <div>480</div> <div>481</div> <div>482</div> <div>483</div> <div>484</div> <div>485</div> <div>486</div> <div>487</div> <div>488</div> <div>489</div> <div>490</div> <div>491</div> <div>492</div> <div>493</div> <div>494</div> <div>495</div> <div>496</div> <div>497</div> <div>498</div> <div>499</div> <div>500</div> <div>501</div> <div>502</div> <div>503</div> <div>504</div> <div>505</div> <div>506</div> <div>507</div> <div>508</div> <div>509</div> <div>510</div> <div>511</div> <div>512</div> <div>513</div> <div>514</div> <div>515</div> <div>516</div> <div>517</div> <div>518</div> <div>519</div> <div>520</div> <div>521</div> <div>522</div> <div>523</div> <div>524</div> <div>525</div> <div>526</div> <div>527</div> <div>528</div> <div>529</div> <div>530</div> <div>531</div> <div>532</div> <div>533</div> <div>534</div> <div>535</div> <div>536</div> <div>537</div> <div>538</div> <div>539</div> <div>540</div> <div>541</div> <div>542</div> <div>543</div> <div>544</div> <div>545</div> <div>546</div> <div>547</div> <div>548</div> <div>549</div> <div>550</div> <div>551</div> <div>552</div> <div>553</div> <div>554</div> <div>555</div> <div>556</div> <div>557</div> <div>558</div> <div>559</div> <div>560</div> <div>561</div> <div>562</div> <div>563</div> <div>564</div> <div>565</div> <div>566</div> <div>567</div> <div>568</div> <div>569</div> <div>570</div> <div>571</div> <div>572</div> <div>573</div> <div>574</div> <div>575</div> <div>576</div> <div>577</div> <div>578</div> <div>579</div> <div>580</div> <div>581</div> <div>582</div> <div>583</div> <div>584</div> <div>585</div> <div>586</div> <div>587</div> <div>588</div> <div>589</div> <div>590</div> <div>591</div> <div>592</div> <div>593</div> <div>594</div> <div>595</div> <div>596</div> <div>597</div> <div>598</div> <div>599</div> <div>600</div> <div>601</div> <div>602</div> <div>603</div> <div>604</div> <div>605</div> <div>606</div> <div>607</div> <div>608</div> <div>609</div> <div>610</div> <div>611</div> <div>612</div> <div>613</div> <div>614</div> <div>615</div> <div>616</div> <div>617</div> <div>618</div> <div>619</div> <div>620</div> <div>621</div> <div>622</div> <div>623</div> <div>624</div> <div>625</div> <div>626</div> <div>627</div> <div>628</div> <div>629</div> <div>630</div> <div>631</div> <div>632</div> <div>633</div> <div>634</div> <div>635</div> <div>636</div> <div>637</div> <div>638</div> <div>639</div> <div>640</div> <div>641</div> <div>642</div> <div>643</div> <div>644</div> <div>645</div> <div>646</div> <div>647</div> <div>648</div> <div>649</div> <div>650</div> <div>651</div> <div>652</div> <div>653</div> <div>654</div> <div>655</div> <div>656</div> <div>657</div> <div>658</div> <div>659</div> <div>660</div> <div>661</div> <div>662</div> <div>663</div> <div>664</div> <div>665</div> <div>666</div> <div>667</div> <div>668</div> <div>669</div> <div>670</div> <div>671</div> <div>672</div> <div>673</div> <div>674</div> <div>675</div> <div>676</div> <div>677</div> <div>678</div> <div>679</div> <div>680</div> <div>681</div> <div>682</div> <div>683</div> <div>684</div> <div>685</div> <div>686</div> <div>687</div> <div>688</div> <div>689</div> <div>690</div> <div>691</div> <div>692</div> <div>693</div> <div>694</div> <div>695</div> <div>696</div> <div>697</div> <div>698</div> <div>699</div> <div>700</div> <div>701</div> <div>702</div> <div>703</div> <div>704</div> <div>705</div> <div>706</div> <div>707</div> <div>708</div> <div>709</div> <div>710</div> <div>711</div> <div>712</div> <div>713</div> <div>714</div> <div>715</div> <div>716</div> <div>717</div> <div>718</div> <div>719</div> <div>720</div> <div>721</div> <div>722</div> <div>723</div> <div>724</div> <div>725</div> <div>726</div> <div>727</div> <div>728</div> <div>729</div> <div>730</div> <div>731</div> <div>732</div> <div>733</div> <div>734</div> <div>735</div> <div>736</div> <div>737</div> <div>738</div> <div>739</div> <div>740</div> <div>741</div> <div>742</div> <div>743</div> <div>744</div> <div>745</div> <div>746</div> <div>747</div> <div>748</div> <div>749</div> <div>750</div> <div>751</div> <div>752</div> <div>753</div> <div>754</div> <div>755</div> <div>756</div> <div>757</div> <div>758</div> <div>759</div> <div>760</div> <div>761</div> <div>762</div> <div>763</div> <div>764</div> <div>765</div> <div>766</div> <div>767</div> <div>768</div> <div>769</div> <div>770</div> <div>771</div> <div>772</div> <div>773</div> <div>774</div> <div>775</div> <div>776</div> <div>777</div> <div>778</div> <div>779</div> <div>780</div> <div>781</div> <div>782</div> <div>783</div> <div>784</div> <div>785</div> <div>786</div> <div>787</div> <div>788</div> <div>789</div> <div>790</div> <div>791</div> <div>792</div> <div>793</div> <div>794</div> <div>795</div> <div>796</div> <div>797</div> <div>798</div> <div>799</div> <div>800</div> <div>801</div> <div>802</div> <div>803</div> <div>804</div> <div>805</div> <div>806</div> <div>807</div> <div>808</div> <div>809</div> <div>810</div> <div>811</div> <div>812</div> <div>813</div> <div>814</div> <div>815</div> <div>816</div> <div>817</div> <div>818</div> <div>819</div> <div>820</div> <div>821</div> <div>822</div> <div>823</div> <div>824</div> <div>825</div> <div>826</div> <div>827</div> <div>828</div> <div>829</div> <div>830</div> <div>831</div> <div>832</div> <div>833</div> <div>834</div> <div>835</div> <div>836</div> <div>837</div> <div>838</div> <div>839</div> <div>840</div> <div>841</div> <div>842</div> <div>843</div> <div>844</div> <div>845</div> <div>846</div> <div>847</div> <div>848</div> <div>849</div> <div>850</div> <div>851</div> <div>852</div> <div>853</div> <div>854</div> <div>855</div> <div>856</div> <div>857</div> <div>858</div> <div>859</div> <div>860</div> <div>861</div> <div>862</div> <div>863</div> <div>864</div> <div>865</div> <div>866</div> <div>867</div> <div>868</div> <div>869</div> <div>870</div> <div>871</div> <div>872</div> <div>873</div> <div>874</div> <div>875</div> <div>876</div> <div>877</div> <div>878</div> <div>879</div> <div>880</div> <div>881</div> <div>882</div> <div>883</div> <div>884</div> <div>885</div> <div>886</div> <div>887</div> <div>888</div> <div>889</div> <div>890</div> <div>891</div> <div>892</div> <div>893</div> <div>894</div> <div>895</div> <div>896</div> <div>897</div> <div>898</div> <div>899</div> <div>900</div> <div>901</div> <div>902</div> <div>903</div> <div>904</div> <div>905</div> <div>906</div> <div>907</div> <div>908</div> <div>909</div> <div>910</div> <div>911</div> <div>912</div> <div>913</div> <div>914</div> <div>915</div> <div>916</div> <div>917</div> <div>918</div> <div>919</div> <div>920</div> <div>921</div> <div>922</div> <div>923</div> <div>924</div> <div>925</div> <div>926</div> <div>927</div> <div>928</div> <div>929</div> <div>930</div> <div>931</div> <div>932</div> <div>933</div> <div>934</div> <div>935</div> <div>936</div> <div>937</div> <div>938</div> <div>939</div> <div>940</div> <div>941</div> <div>942</div> <div>943</div> <div>944</div> <div>945</div> <div>946</div> <div>947</div> <div>948</div> <div>949</div> <div>950</div> <div>951</div> <div>952</div> <div>953</div> <div>954</div> <div>955</div> <div>956</div> <div>957</div> <div>958</div> <div>959</div> <div>960</div> <div>961</div> <div>962</div> <div>963</div> <div>964</div> <div>965</div> <div>966</div> <div>967</div> <div>968</div> <div>969</div> <div>970</div> <div>971</div> <div>972</div> <div>973</div> <div>974</div> <div>975</div> <div>976</div> <div>977</div> <div>978</div> <div>979</div> <div>980</div> <div>981</div> <div>982</div> <div>983</div> <div>984</div> <div>985</div> <div>986</div> <div>987</div> <div>988</div> <div>989</div> <div>990</div> <div>991</div> <div>992</div> <div>993</div> <div>994</div> <div>995</div> <div>996</div> <div>997</div> <div>998</div> <div>999</div> <div>1000</div> </div>									
	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>11</div> <div>12</div> </div> <div> <div>13</div> <div>14</div> <div>15</div> <div>16</div> <div>17</div> <div>18</div> <div>19</div> <div>20</div> <div>21</div> <div>22</div> <div>23</div> <div>24</div> <div>25</div> <div>26</div> <div>27</div> <div>28</div> <div>29</div> <div>30</div> <div>31</div> <div>32</div> <div>33</div> <div>34</div> <div>35</div> <div>36</div> <div>37</div> <div>38</div> <div>39</div> <div>40</div> <div>41</div> <div>42</div> <div>43</div> <div>44</div> <div>45</div> <div>46</div> <div>47</div> <div>48</div> <div>49</div> <div>50</div> <div>51</div> <div>52</div> <div>53</div> <div>54</div> <div>55</div> <div>56</div> <div>57</div> <div>58</div> <div>59</div> <div>60</div> <div>61</div> <div>62</div> <div>63</div> <div>64</div> <div>65</div> <div>66</div> <div>67</div> <div>68</div> <div>69</div> <div>70</div> <div>71</div> <div>72</div> <div>73</div> <div>74</div> <div>75</div> <div>76</div> <div>77</div> <div>78</div> <div>79</div> <div>80</div> <div>81</div> <div>82</div> <div>83</div> <div>84</div> <div>85</div> <div>86</div> <div>87</div> <div>88</div> <div>89</div> <div>90</div> <div>91</div> <div>92</div> <div>93</div> <div>94</div> <div>95</div> <div>96</div> <div>97</div> <div>98</div> <div>99</div> <div>100</div> <div>101</div> <div>102</div> <div>103</div> <div>104</div> <div>105</div> <div>106</div> <div>107</div> <div>108</div> <div>109</div> <div>110</div> <div>111</div> <div>112</div> <div>113</div> <div>114</div> <div>115</div> <div>116</div> <div>117</div> <div>118</div> <div>119</div> <div>120</div> <div>121</div> <div>122</div> <div>123</div> <div>124</div> <div>125</div> <div>126</div> <div>127</div> <div>128</div> <div>129</div> <div>130</div> <div>131</div> <div>132</div> <div>133</div> <div>134</div> <div>135</div> <div>136</div> <div>137</div> <div>138</div> <div>139</div> <div>140</div> <div>141</div> <div>142</div> <div>143</div> <div>144</div> <div>145</div> <div>146</div> <div>147</div> <div>148</div> <div>149</div> <div>150</div> <div>151</div> <div>152</div> <div>153</div> <div>154</div> <div>155</div> <div>156</div> <div>157</div> <div>158</div> <div>159</div> <div>160</div> <div>161</div> <div>162</div> <div>163</div> <div>164</div> <div>165</div> <div>166</div> <div>167</div> <div>168</div> <div>169</div> <div>170</div> <div>171</div> <div>172</div> <div>173</div> <div>174</div> <div>175</div> <div>176</div> <div>177</div> <div>178</div> <div>179</div> <div>180</div> <div>181</div> <div>182</div> <div>183</div> <div>184</div> <div>185</div> <div>186</div> <div>187</div> <div>188</div> <div>189</div> <div>190</div> <div>191</div> <div>192</div> <div>193</div> <div>194</div> <div>195</div> <div>196</div> <div>197</div> <div>198</div> <div>199</div> <div>200</div> <div>201</div> <div>202</div> <div>203</div> <div>204</div> <div>205</div> <div>206</div> <div>207</div> <div>208</div> <div>209</div> <div>210</div> <div>211</div> <div>212</div> <div>213</div> <div>214</div> <div>215</div> <div>216</div> <div>217</div> <div>218</div> <div>219</div> <div>220</div> <div>221</div> <div>222</div> <div>223</div> <div>224</div> <div>225</div> <div>226</div> <div>227</div> <div>228</div> <div>229</div> <div>230</div> <div>231</div> <div>232</div> <div>233</div> <div>234</div> <div>235</div> <div>236</div> <div>237</div> <div>238</div> <div>239</div> <div>240</div> <div>241</div> <div>242</div> <div>243</div> <div>244</div> <div>245</div> <div>246</div> <div>247</div> <div>248</div> <div>249</div> <div>250</div> <div>251</div> <div>252</div> <div>253</div> <div>254</div> <div>255</div> <div>256</div> <div>257</div> <div>258</div> <div>259</div> <div>260</div> <div>261</div> <div>262</div> <div>263</div> <div>264</div> <div>265</div> <div>266</div> <div>267</div> <div>268</div> <div>269</div> <div>270</div> <div>271</div> <div>272</div> <div>273</div> <div>274</div> <div>275</div> <div>276</div> <div>277</div> <div>278</div> <div>279</div> <div>280</div> <div>281</div> <div>282</div> <div>283</div> <div>284</div> <div>285</div> <div>286</div> <div>287</div> <div>288</div> <div>289</div> <div>290</div> <div>291</div> <div>292</div> <div>293</div> <div>294</div> <div>295</div> <div>296</div> <div>297</div> <div>298</div> <div>299</div> <div>300</div> <div>301</div> <div>302</div> <div>303</div> <div>304</div> <div>305</div> <div>306</div> <div>307</div> <div>308</div> <div>309</div> <div>310</div> <div>311</div> <div>312</div> <div>313</div> <div>314</div> <div>315</div> <div>316</div> <div>317</div> <div>318</div> <div>319</div> <div>320</div> <div>321</div> <div>322</div> <div>323</div> <div>324</div> <div>325</div> <div>326</div> <div>327</div> <div>328</div> <div>329</div> <div>330</div> <div>331</div> <div>332</div> <div>333</div> <div>334</div> <div>335</div> <div>336</div> <div>337</div> <div>338</div> <div>339</div> <div>340</div> <div>341</div> <div>342</div> <div>343</div> <div>344</div> <div>345</div> <div>346</div> <div>347</div> <div>348</div> <div>349</div> <div>350</div> <div>351</div> <div>352&lt;/</div></div>									

Page Description

병원/의료진 관리 > 의료진 - 검색 결과 화면

Screen ID

MAD-W-04-03

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

병원(업체)  
▶ 의료진

| 의료진

홈 > 의료진

국가 ▼관리여부 ▼전체 ▼원주연세

검색

선택한 계정 삭제선택한 계정 사용 중지 처리등록

원주연세로 검색한 결과 입니다.

<input type="checkbox"/>	구분	국가	소속	코드	의료진명	등록일	관리
<input type="checkbox"/>	재활	한국	원주연세세브란스병원 재활의학과	KO-WYS-R001	김*희	2021.03.03	사용중
<input type="checkbox"/>	연구	한국	원주연세세브란스병원 뇌신경센터	KO-SH-B001	김*희	2021.03.03	대기중
<input type="checkbox"/>	재활	한국	원주연세세브란스병원 재활센터	KO-T-B001	김*희	2021.03.03	사용중

⋮

선택한 계정 삭제선택한 계정 사용 중지 처리등록

3<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1. 선택 조건에 맞는 검색 결과 출력

2. 검색 키워드 출력

3. 목록 20개 초과 시 페이징 처리  
그 외 기능 앞 페이지와 동일

1. 선택 조건에 맞는 검색 결과 출력
2. 검색 키워드 출력
3. 목록 20개 초과 시 페이징 처리  
그 외 기능 앞 페이지와 동일

Page Description	병원/의료진 관리 > 의료진 - 검색 결과 화면							Screen ID	MAD-W-04-04	Description
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 목록 1페이지로 이동
	<div><div>병원(업체) ▶ 의료진</div><div><div><div>  의료진</div><div>홈 &gt; 의료진</div></div><div><div>국가 ▼</div><div>관리여부 ▼</div><div>전체 ▼</div><div>원주연세병원</div><div>검색</div></div><div><div>찾으시는 검색 결과가 없습니다.</div><div>목록보기1</div></div></div></div>									

Page Description	병원/의료진 관리 > 의료진 - 의료진 정보 등록					Screen ID	MAD-W-04-05	Description																																																																																																													
<div>NEUROGAIT Master Admin</div> <div>병원/의료진 관리   환자/사용자 관리   운동 관리   사이트 관리   관리자 관리   코드 관리   메뉴 관리   통계   관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]</div> <div>병원(업체)     의료진   <span>홈 &gt; 의료진</span></div> <div><div>의료진 정보 등록/관리</div><div>* 필수입력</div><table><tr><td>고유번호</td><td colspan="8">* 고유번호는 시스템에서 생성하는 코드입니다.</td></tr><tr><td>*소속</td><td colspan="8"><div>2</div></td></tr><tr><td>프로젝트명</td><td colspan="8"><div>10</div> <input type="checkbox"/> 연구   <div>선택 ▼</div></td></tr><tr><td>*의료진명</td><td colspan="8"><div></div></td></tr><tr><td>*아이디</td><td colspan="8"><div><div></div>   <div>중복확인 3</div></div></td></tr><tr><td>비밀번호</td><td colspan="8">최초 등록 시 이메일로 임시 비밀번호가 발급됩니다.</td></tr><tr><td>*이메일</td><td colspan="8"><div><div></div>@<div>4</div></div></td></tr><tr><td>*핸드폰</td><td colspan="8"><div><div></div> - <div></div> - <div></div></div></td></tr><tr><td>병원/업체 연락처</td><td colspan="8"><div><div></div> - <div></div> - <div></div>   내선번호 <div></div></div></td></tr><tr><td>상태</td><td colspan="8"><div><input checked="" type="radio"/> 사용   <input type="radio"/> 중지   5</div></td></tr><tr><td>이력</td><td colspan="8"><div>6</div></td></tr><tr><td>비고</td><td colspan="8"><div>7</div></td></tr></table><div><div>8</div> 취소   <div>등록 및 이메일 인증 요청 9</div></div></div>									고유번호	* 고유번호는 시스템에서 생성하는 코드입니다.								*소속	<div>2</div>								프로젝트명	<div>10</div> <input type="checkbox"/> 연구 <div>선택 ▼</div>								*의료진명	<div></div>								*아이디	<div><div></div>   <div>중복확인 3</div></div>								비밀번호	최초 등록 시 이메일로 임시 비밀번호가 발급됩니다.								*이메일	<div><div></div>@<div>4</div></div>								*핸드폰	<div><div></div> - <div></div> - <div></div></div>								병원/업체 연락처	<div><div></div> - <div></div> - <div></div>   내선번호 <div></div></div>								상태	<div><input checked="" type="radio"/> 사용   <input type="radio"/> 중지   5</div>								이력	<div>6</div>								비고	<div>7</div>								<div>1. -</div> <div>2. 텍스트 입력</div> <div>3. 아이디 중복 불가 중복 확인 버튼 클릭 시 중복일 경우 알럿 메시지 출력 " 등록할 수 없는 아이디입니다."</div> <div>4. 이메일, 핸드폰, 병원/업체 연락처 유효성 체크 필요</div> <div>5. 기본 사용 선택</div> <div>6. 개인 정보 수정한 이력 확인 가능(다음페이지 참조)</div> <div>7. 텍스트 입력 가능 입력 가능한 글자수 제한 없음</div> <div>8. 컨펌창 출력 메시지 : 등록된 정보가 저장되지 않았습니 다. 취소하시겠습니까? 확인 : 터치 시 목록페이지로 이동 취소 : 터치 시 confirm 창 닫음</div> <div>9. 1. 각 항목에 대한 유효성 체크 잘못 입력된 항목이 있을 경우 해당 항목 표시 2. 저장 및 로그인 요청 메일 발송</div> <div>10. 연구 선택 시 셀렉트 박스 활성화되며 연구 프로젝트 명 선택 가능 프로젝트는 코드 관리함</div> <div>병원/센터와 의료진은 1:1 매칭</div>
고유번호	* 고유번호는 시스템에서 생성하는 코드입니다.																																																																																																																				
*소속	<div>2</div>																																																																																																																				
프로젝트명	<div>10</div> <input type="checkbox"/> 연구 <div>선택 ▼</div>																																																																																																																				
*의료진명	<div></div>																																																																																																																				
*아이디	<div><div></div>   <div>중복확인 3</div></div>																																																																																																																				
비밀번호	최초 등록 시 이메일로 임시 비밀번호가 발급됩니다.																																																																																																																				
*이메일	<div><div></div>@<div>4</div></div>																																																																																																																				
*핸드폰	<div><div></div> - <div></div> - <div></div></div>																																																																																																																				
병원/업체 연락처	<div><div></div> - <div></div> - <div></div>   내선번호 <div></div></div>																																																																																																																				
상태	<div><input checked="" type="radio"/> 사용   <input type="radio"/> 중지   5</div>																																																																																																																				
이력	<div>6</div>																																																																																																																				
비고	<div>7</div>																																																																																																																				



NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

병원(업체)  
▶ 의료진

| 의료진

홈 > 의료진

1필수입력

의료진 정보 등록/관리

고유번호	* 고유번호는 시스템에서 생성하는 코드로 수정이 불가합니다. NG-HCP0000123		
*소속	삼성서울병원 재활의학과		
프로젝트명	☑ 연구 (고관절 재활)		
*의료진명	김아무개		
*아이디	Kim2222		
비밀번호	2 <input type="radio"/> SMS <input type="radio"/> 이메일 <input type="button" value="임시비밀번호 발송"/>		
*이메일	<input type="text" value="kim"/> @ <input type="text" value="smcseoul.co.kr"/>		
*핸드폰	<input type="text" value="010"/> - <input type="text" value="1111"/> - <input type="text" value="2222"/>		
병원/업체 연락처	<input type="text" value="02"/> - <input type="text" value="111"/> - <input type="text" value="222"/> 내선번호 <input type="text" value="222"/>		
상태	● 사용 ○ 중지 3		
이력	<div>[2021.01.02 정보 변경] 삼성서울병원 재활의학과 [2020.01.02 정보 변경] 아산서울병원 재활센터 [2019.01.02 정보 변경] 강남재활전문병원 [2017.12.31 최초 등록] 강남뇌신경전문의원 재활센터</div>		
비고	<div>2022년 개원 예정 (인술 100개 구매 계획)</div>		

삭제

취소

수정

1. 등록된 내용 중 병원,소속센터/진료과, 이메일, 핸드폰 번호, 병원/업체 연락처, 계정 사용 여부, 비고(메모) 항목만 수정 가능

2. 체크한 수단으로 임시비밀번호 발송

3. 상태가 사용, 중지로 변경 될 경우 해당 병원(업체)에 소속된 계정 비활성 처리 중지 선택 시 의료진과 매칭된 환자가 유효 환자 처리가 된다는 메시지 출력 (a참조)
- a

의료진 상태를 중지로 변경할 경우 의료진과 매칭되어 있는 환자는 유효 처리 됩니다.

확인
- 병원/센터와 의료진은 1:1 매칭

환자/사용자 관리

Page Description

환자/사용자관리 > 환자/사용자관리(목록)

Screen ID

MAD-W-05

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

환자/사용자 관리

탈퇴 회원

환자/사용자 관리

환자/사용자 관리

총 게시물 00개

국적	구분	환자/사용자명	아이디	가입일	상태	매칭정보
한국	재활	김*개	ID_001	2021.10.20	사용중	삼성서울병원 (홍길동)
한국	연구	김*개	ID_002	2021.10.20	휴면	삼성서울병원 (홍길동)
한국	일반	김*개	ID_003	2021.10.20	사용중	삼성서울병원 (홍길동)
한국	재활	김*개	ID_004	2021.10.20	사용중	삼성서울병원 (홍길동)
한국	연구	김*개	ID_005	2021.10.20	사용중	삼성서울병원 (홍길동)
한국	일반	김*개	ID_006	2021.10.20	사용중	삼성서울병원 (홍길동)
한국	재활	김*개	ID_007	2021.10.20	사용중	삼성서울병원 (홍길동)
한국	연구	김*개	ID_008	2021.10.20	사용중	삼성서울병원 (홍길동)
한국	일반	김*개	ID_009	2021.10.20	사용중	삼성서울병원 (홍길동)
한국	재활	김*개	ID_010	2021.10.20	사용중	삼성서울병원 (홍길동)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1

2

3

환자의 문진/종합결과는 Master Admin 에서 제공하지 않음 (삭제 처리)

1. 선택한 조건으로 검색 가능

2. 등록된 회원수 출력

3. 목록 화면에서 이름/아이디 마스킹 처리 (보안 적용 사항)

휴면계정 전환 시에는 30일전에 휴면계정 전환 안내 메일을 발송

Page Description

환자/사용자관리 > 환자/사용자관리(상세)

Screen ID

MAD-W-05-04

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 환자/사용자 관리  
탈퇴 회원

| 환자/사용자 관리

홈 > 환자/사용자 관리

국적	한국		
구분	진료		
프로필 사진		상태	사용중
		가입일	2021.10.01
환자/사용자명	성 : 김                  이름 : 아무개		
아이디	kim01		
성별	남자	생년월일	2000.02.22
휴대폰번호	010-2222-2222	이메일	<a href="mailto:kim01@naver.com">kim01@naver.com</a>
거주지	서울		
발사이즈	270 cm	다리길이	(원) 150cm (오) 150cm
환자코드	anwoei203985		
매칭코드	R-0001		
매칭 정보	삼성서울병원 (홍길동) 2		
약관동의	이용약관 동의함(2021.09.02) 3		
	개인정보처리방침 동의함(2021.09.02)		
	민감정보 제공 동의    동의안함(2021.09.02)		
	블루투스 통신 동의    동의안함(2021.09.02)		
	위치정보 이용 동의    동의안함(2021.09.02)		
	마케팅수신정보 동의안함(2021.09.02)		
	개인정보 제3자 제공 동의    동의안함(2021.09.02)		

수정

목록

1. 등록된 프로필 이미지 출력

2. 매칭된 정보 출력 (매칭 정보가 없는 경우 “의료진 매칭 정보가 없습니다.” 출력)

3. 동의 날짜 출력  
약관동의 관련 수정 불가

전체 정보 수정 불가

환자의 문진/종합결과는 Master Admin 에서 제공하지 않음 (삭제 처리)

Page Description

환자/사용자관리 > 환자/사용자관리(수정)

Screen ID

MAD-W-05-06

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리


통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 환자/사용자 관리  
탈퇴 회원

환자/사용자 관리

홈 > 환자/사용자 관리

국적	한국			
구분	진료			
프로필 사진			상태	사용중
			가입일	2021.10.01
환자/사용자명	성	김	이름	아무개
아이디	kim01			
성별	남자		생년월일	2000.02.22
휴대폰번호	010-2222-2222		이메일	kim01@naver.com
거주지	서울			
발사이즈	270 cm		다리길이	(원) 150cm (오) 150cm
환자코드	anwoei203985			
매칭코드	R-0001			
매칭 정보	삼성서울병원 (홍길동)			
약관동의	이용약관 동의함(2021.09.02)			
	개인정보처리방침 동의함(2021.09.02)			
	민감정보 제공 동의    동의안함(2021.09.02)			
	블루투스 통신 동의    동의안함(2021.09.02)			
	위치정보 이용 동의    동의안함(2021.09.02)			
	마케팅수신정보 동의안함(2021.09.02)			
	개인정보 제3자 제공 동의    동의안함(2021.09.02)			
<div>취소</div> <div>수정</div>				

1. 환자 이름 변경

회원 정보 중 환자/사용자명만 변경 가능

환자의 문진/종합결과는 Master Admin 에서 제공하지 않음 (삭제 처리)

Page Description

환자/사용자관리 > 탈퇴회원

Screen ID

MAD-W-05-05

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진  
관리

환자/사용자  
관리

운동  
관리

사이트  
관리

관리자  
관리

코드  
관리

메뉴  
관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

환자/사용자 관리

탈퇴 회원

홈 > 탈퇴 회원

국적 ▼

구분 ▼

검색어를 입력해주세요.

검색

총 게시물 00개

국적	구분	환자/사용자명	아이디	탈퇴일	탈퇴사유
한국	재활	김아무개	patient001	2021.10.20	앱 사용이 불편함
한국	연구	김아무개	patient002	2021.10.20	나에게 필요한 데이터가 없음
한국	일반	김아무개	patient003	2021.10.20	사용 빈도가 낮음
한국	재활	김아무개	patient004	2021.10.20	개인 정보 및 재활 기록 삭제 목적
한국	연구	김아무개	patient005	2021.10.20	기타(그냥)
한국	일반	김아무개	patient006	2021.10.20	앱 사용이 불편함
한국	재활	김아무개	patient007	2021.10.20	나에게 필요한 데이터가 없음
한국	연구	김아무개	patient008	2021.10.20	사용 빈도가 낮음
한국	일반	김아무개	patient009	2021.10.20	개인 정보 및 재활 기록 삭제 목적
한국	재활	김아무개	patient010	2021.10.20	앱 사용이 불편함

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1. 기본 정보만 출력  
상세 화면 없음

2. 탈퇴사유 출력

운동 관리

Page Description

운동

Screen ID

MAD-W-06

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진  
관리

환자/사용자  
관리

운동  
관리

사이트  
관리

관리자  
관리

코드  
관리

메뉴  
관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 운동

운동

홈 > 운동

3

국가 ▼

2

운동 부위 ▼

1

공개 여부 ▼

검색어를 입력해주세요.

검색

6

총 게시물 00개

4

선택한 운동 비공개

5

등록

7

<input type="checkbox"/>	국가	운동 이름	운동 부위	횟수 제한	등록일	운동 방법 동영상	공개
<input type="checkbox"/>	한국,미국,유럽	보행	골반 외 6곳	#회	2021.03.03	8 재생	9 비공개
<input type="checkbox"/>	한국	양발 밸런스	골반 외 4곳	#회	2021.03.03	재생	비공개
<input type="checkbox"/>	한국	왼발 밸런스	골반 외 5곳	#회	2021.03.03	재생	비공개
<input type="checkbox"/>	한국	오른발 밸런스	골반 외 5곳	#회	2021.03.03	재생	비공개
<input type="checkbox"/>	한국,미국	까치발 서기	종아리 외 2곳	#회	2021.03.03	재생	공개
<input type="checkbox"/>	한국,미국	왼발 부분 부하	골반 외 4곳	#회	2021.03.03	재생	비공개
<input type="checkbox"/>	한국,미국	오른발 부분 부하	골반 외 4곳	#회	2021.03.03	재생	비공개

⋮

선택한 운동 비공개

등록

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1. 구분 검색 가능:  
전체 / 공개 / 비공개

2. 운동 부위 선택  
운동 부위 코드 관리

3. 국가 선택

4. 클릭 시 선택한 운동 비공개  
선택된 항목 없을 경우 알럿 메시지 출력  
"비공개 처리할 운동을 선택해 주세요."

5. 클릭 시 운동 등록창 출력

6. 총 게시물 개수 출력

7. 클릭 시 전체 선택(페이지 기준)

8. 버튼 클릭 시 영상 플레이  
(영상 플레이 연결 프로그램으로 재생)

9. 운동 공개 설정:  
비공개: 클릭 시 운동 숨김  
공개: 클릭 시 운동 노출



Page Description	운동 – 검색 결과 없음							Screen ID	MAD-W-06-02	Description
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 목록 1페이지로 이동
	<div><div>▶ 운동</div><div><div><div>  운동</div><div>홈 &gt; 운동</div></div><div><div><div>국가 ▼</div><div>운동 부위 ▼</div><div>공개 여부 ▼</div><div>검색어를 입력해주세요.</div><div>검색</div></div><div><div>찾으시는 검색 결과가 없습니다.</div><div><div>1</div><div>목록보기</div></div></div></div></div></div>									

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 운동

| 운동

홈 > 운동

운동 정보

등록일	2021.03.03		
국가	한국		
운동 이름	왼발 부분 부하		
운동 부위	왼쪽 중둔근 왼쪽 내전근 왼쪽 대퇴이두근 왼쪽 가자미근 왼쪽 대퇴사두근 왼쪽 앞정강근 왼쪽 대퇴근막장근 왼쪽 장요근		
횟수	최대 6회		
운동(촬영) 시간	최소 30초	최대 5분	
운동 방법 동영상	1 admin_registered_video.mp4		
동영상 썸네일	2 admin_registered_image.jpeg		
공개	비공개		

취소

수정

1. 클릭 시 동영상 재생

2. 클릭 시 첨부 이미지 열기(새창)

Page Description

운동 > 운동 등록

Screen ID

MAD-W-06-04

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진  
관리

환자/사용자  
관리

운동  
관리

사이트  
관리

관리자  
관리

코드  
관리

메뉴  
관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 운동

운동

홈 > 운동

운동 등록

등록일

2021.03.03

1 국가

☐ 전체 ☐ 한국 ☐ 미국 ☐ 유럽

2 운동 이름

선택 ▼

3 운동 부위

☐ 복근 ☐ 왼쪽 대퇴이두근 ☐ 왼쪽 앞정강근

☐ 기립근 ☐ 오른쪽 대퇴이두근 ☐ 오른쪽 앞정강근

☐ 왼쪽 중둔근 ☐ 왼쪽 가자미근 ☐ 왼쪽 대퇴근막장근

☐ 오른쪽 중둔근 ☐ 오른쪽 가자미근 ☐ 오른쪽 대퇴근막장근

☐ 왼쪽 내전근 ☐ 왼쪽 대퇴사두근 ☐ 왼쪽 장요근

☐ 오른쪽 내전근 ☐ 오른쪽 대퇴사두근 ☐ 오른쪽 장요근

4 횟수

최대  회

5 운동(촬영) 시간

최소  분  초

최대  분  초

\* 최소 30초, 최대 5분 가능합니다.

6 운동 방법 동영상

파일 선택

동영상 썸네일

파일 선택

7 공개

☐ 공개 ☒ 비공개

취소

등록

1. 국가 선택

2. 코드 관리에서 등록된 운동 명 출력

3. 코드 관리에 등록된 운동 부위 출력

4. 숫자만 입력 가능

5. 1) 각 분/초 필수 입력

2) 최소 30초 미만 입력 시 알럿 메시지 출력: "최소 시간이 너무 짧습니다."

3) 최대 5분 초과 입력 시 알럿 메시지 출력: "최대 시간이 너무 깁니다."

6. 클릭 시 파일 첨부 / 하나만 가능

7. 공개 설정 : 기본 비공개

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 운동

| 운동

홈 > 운동

운동 등록

등록일

2021.03.03

국가

☐ 전체 ☐ 한국 ☐ 미국 ☐ 유럽

운동 이름

원발 ▼

운동 부위

☐ 복근

☐ 왼쪽 대퇴이두근

☐ 왼쪽 앞정강근

☐ 기립근

☐ 오른쪽 대퇴이두근

☐ 오른쪽 앞정강근

☒ 왼쪽 중둔근

☒ 왼쪽 가자미근

☐ 왼쪽 대퇴근막장근

☐ 오른쪽 중둔근

☐ 오른쪽 가자미근

☐ 오른쪽 대퇴근막장근

☐ 왼쪽 내전근

☐ 왼쪽 대퇴사두근

☐ 왼쪽 장요근

☐ 오른쪽 내전근

☐ 오른쪽 대퇴사두근

☐ 오른쪽 장요근

횟수

최대 5 회

운동(촬영) 시간

최소 0 분 30 초 최대 5 분 00 초

\* 최소 30초, 최대 5분 가능합니다.

운동 방법 동영상

파일 선택

동영상 썸네일

파일 선택

공개

☐ 공개 ☒ 비공개

삭제


취소

수정

1. 첨부된 동영상이 없거나 동영상 썸네일을 등록하지 않은 경우 디폴트 썸네일 출력

# 솔티드 발란스 App의 종합 분석 결과 화면 예시

## 솔티드님 종합 분석결과



### CHECK MUSCLES

#### 스트레칭 필요한 부위

대퇴이두근

내전근

왼쪽중둔근

왼쪽 대퇴근막장근

장요근

#### 근력강화 필요한 부위


기립근

오른쪽 대퇴사두근

왼쪽 대퇴사두근

복근

위의 결과는 회원님 데이터 기반으로 추천한 운동 필요한 부위입니다. 트레이너 판단하에 트레이닝 지도해주세요.



1. 복근
2. 기립근
3. 왼쪽 중둔근
4. 오른쪽 중둔근
5. 왼쪽 내전근
6. 오른쪽 내전근
7. 왼쪽 대퇴이두근
8. 오른쪽 대퇴이두근
9. 왼쪽 가자미근
10. 오른쪽 가자미근
11. 왼쪽 대퇴사두근
12. 오른쪽 대퇴사두근
13. 왼쪽 앞정강근
14. 오른쪽 앞정강근
15. 왼쪽 대퇴근막장근
16. 오른쪽 대퇴근막장근
17. 왼쪽 장요근
18. 오른쪽 장요근

사이트 관리

Page Description

공지

Screen ID

MAD-W-07

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 공지사항

자주묻는질문

이벤트관리

알림

팝업관리

약관관리

- 한국

- 미국

- 유럽

공지사항

메인 > 사이트 관리 > 공지사항

4

전체 국가

2

전체 채널

3

카테고리

1

전체 상태

5

검색어를 입력해주세요.

검색

8

총 게시물 00개

6

선택한 공지 삭제

7

등록

9

☐

국가

채널

카테고리

제목

등록일

11

공개

12

첨부파일

13

상단 고정

10

☐

한국

전체

카테고리 1

공지 14의 제목입니다.

2021.03.03

비공개

고정 해제

☐

한국

전체

카테고리 2

공지 13의 제목입니다.

2021.03.03

비공개

고정 해제

☐

미국

의료진 Web

카테고리 3

공지 11의 제목입니다.

2021.03.03

비공개

고정 해제

☐

전체

환자 App

카테고리 3

공지 12의 제목입니다.

2021.03.03

비공개

고정

☐

한국

의료진 App

카테고리 2

공지 10의 제목입니다.

2021.03.03

공개

고정

☐

일본

환자 App

카테고리 1

공지 9의 제목입니다.

2021.03.03

비공개

고정 해제

☐

프랑스

전체

카테고리 4

공지 8의 제목입니다.

2021.03.03

비공개

고정

고정 공지는 채널 별 최대 3개, 국가 별 최대 9개까지 가능합니다.

:

선택한 공지 삭제

등록

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1. 구분 검색 가능:  
전체 / 공개 / 비공개

2. 공지가 출력되는 채널 구분 검색 가능:  
전체 / 의료진 Web / 의료진 App / 환자 App

3. 카테고리 선택

4. 코드 관리에 등록된 국가 검색 가능

5. 클릭 시 안내 문구 사라지며 텍스트 입력 가능

6. 클릭 시 선택한 공지 삭제  
선택된 항목 없을 경우 알럿 메시지 출력  
"삭제할 공지 항목을 선택해 주세요."

7. 클릭 시 공지 등록창 팝업

8. 총 게시물 개수 출력

9. 클릭 시 전체 선택(페이지 기준)  
한 페이지 내 목록 20개 출력

10. 목록 상단 고정 공지 출력

11. 공지 공개 설정:  
비공개: 클릭 시 공지 숨김  
공개: 클릭 시 공지 노출

12. 아이콘 클릭 시 해당 공지에 첨부된 파일 열기

13. 상단 고정(해제) 설정:  
고정 해제: 클릭 시 공지 상단 고정 해제  
고정: 클릭 시 공지 상단 고정  
고정 공지가 3개인 상태에서 고정 버튼 클릭 시 알럿 메시지 출력  
"공지는 최대 3개까지 고정할 수 있습니다."

Page Description	공지 – 빈 데이터							Screen ID	MAD-W-07-01	Description
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 공지 없을 경우 빈 데이터 출력 하단 등록 버튼 클릭 시 공지 등록창 팝업
▶ 공지사항 자주묻는질문 이벤트관리 알림 팝업관리 약관관리 - 한국 - 미국 - 유럽	공지사항 메인 > 사이트 관리 > 공지사항									
	전체 국가 ▼ 전체 채널 ▼ 카테고리 ▼ 전체 상태 ▼ 검색어를 입력해주세요. 검색									
	총 게시물 00개 선택한 공지 삭제 등록									
	<input type="checkbox"/>	국가	채널	카테고리	제목	등록일	공개	첨부파일	상단 고정	
	등록된 게시물이 없습니다.									
선택한 공지 삭제 등록										



Page Description	공지 – 검색 결과 없음					Screen ID	MAD-W-07-02	Description	
<div>NEUROGAIT Master Admin</div> <div>▶ 공지사항 자주묻는질문 이벤트관리 알림 팝업관리 약관관리 - 한국 - 미국 - 유럽</div>	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]
<div><div><div>  공지사항</div><div>메인 &gt; 사이트 관리 &gt; 공지사항</div></div><div><div>전체 국가 ▼</div><div>전체 채널 ▼</div><div>카테고리 ▼</div><div>전체 상태 ▼</div><div>검색어를 입력해주세요.</div><div>검색</div></div><div><div>찾으시는 검색 결과가 없습니다.</div><div><div>1</div><div>목록보기</div></div></div></div>									

1. 목록 1페이지로 이동

NEUROGAIT  
Master Admin

▶ 공지사항

자주묻는질문

이벤트관리

알림

팝업관리

약관관리

- 한국

- 미국

- 유럽

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

| 공지사항

공지 정보

국가	전체
카테고리	운동
채널	환자
상단 고정	고정 해제
공개	비공개
등록 예약	2021. 10. 22 * 국가 별 시간대의 09:00에 공지가 등록됩니다.
PUSH 알림 발송	발송 예약

2

한국어

영어

제목	공지 10의 제목입니다.
내용	공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다.
파일 첨부	<div>3admin_registered_image.jpeg</div>

1

삭제

취소

수정

관리 > 공지사항

1. 클릭 시 공지 삭제 confirm 출력

2. 클릭 시 한국어/영어 탭 전환

3. 클릭 시 첨부 이미지 새 탭 열기

Page Description

공지 > 공지 상세 - 사용자 공개 후

Screen ID

MAD-W-07-04

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

공지사항

자주묻는질문

이벤트관리

알림

팝업관리

약관관리

- 한국

- 미국

- 유럽

| 공지사항

메인 > 사이트 관리 > 공지사항

공지 정보

국가	전체
카테고리	운동
채널	환자
상단 고정	고정중
공개	공개중
PUSH 알림 발송	발송됨

2

한국어영어

제목	공지 10의 제목입니다.
내용	공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다.
파일 첨부	<div><div>3</div>admin_registered_image.jpeg</div>

1

삭제

취소

수정

1. 클릭 시 공지 삭제 confirm 출력

2. 클릭 시 한국어/영어 탭 전환

3. 클릭 시 첨부 이미지 새 탭 열기

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

공지사항

자주묻는질문

이벤트관리

알림

팝업관리

약관관리

- 한국

- 미국

- 유럽

공지사항

공지 등록

관리 > 공지사항

국가

1

☒ 전체
☒ 한국
☒ 미국
☒ 일본

카테고리

2

선택

▼

채널

3

☒ 전체
☒ 의료진 Web
☒ 의료진 App
☒ 환자 App

상단 고정

4

☒ 고정 해제
☐ 고정

등록 예약

5

☒ 예약 등록
☐ 바로 등록

2021.10.23

📅

\* 국가 별 시간대의 09:00에 공지가 등록됩니다.

PUSH 알림 발송

6

☒ 등록만
☐ 등록 후 발송

\* 발송 선택 시 공지 등록과 동시에 해당 국가의 사용자에게 PUSH 알림을 발송합니다.

\* 공통 항목 변경 시 언어 별 입력 내용이 초기화될 수 있습니다.

7

적용

8

한국어

영어

일본어

a

제목

b

내용

에디터

c

파일 첨부

파일 선택

9

취소

10

등록

- 1) 코드 관리에 등록된 국가 항목 체크박스 출력  
2) 기본 전체 선택, 클릭/해제 시 항목 전체 선택/해제
- 코드 관리에 등록된 목록 출력(가,나,다 순)
- 1) "전체", "의료진 App", "의료진 Web", "환자 App" 체크박스 출력  
2) 기본 전체 선택, 클릭/해제 시 항목 전체 선택/해제
- 기본 고정 해제 선택
- 1) 기본 예약 등록 선택, 바로 등록 선택 시 아래 캘린더 및 가이드 숨김  
2) 예약 등록 시 접속 IP 기준 오늘의 다음날 캘린더 선택 기본
- 1) 기본 등록만 선택  
2) 등록 후 발송 선택 시 아래 가이드 출력
- 버튼 클릭 시 국가에 따라 ㉔ 영역에 언어 탭 생성(한국: 한국어, 이외 국가: 영어)
- 언어별 콘텐츠 입력 영역:  
국가 코드에 매칭된 언어별 탭 생성  
- ㉔ 버튼 클릭 전까지 영역 숨김  
a-1. 100자 입력 제한  
a-2. 영역 내 스크롤 없음, 왼쪽으로 글자가 밀려 나며 입력  
b-1. 선택한 국가 별 탭 구분, 각 언어 입력, HTML 에디터  
b-2. 1,000자 입력 제한  
b-3. 영역 초과 시 스크롤  
c-1. 클릭 시 내 컴퓨터 파일 첨부 탐색창 팝업  
c-2. 10mb 이하 이미지만 첨부 가능  
c-3. 이미지 1개 첨부 시 파일 선택 버튼 비활성화
- 1) 입력 내용이 전부 없는 상태에서 클릭 시 팝업창 닫음  
2) 입력 내용이 전부 또는 일부 있는 상태에서 클릭 시 내용 입력 취소 confirm 출력
- 1) 입력 내용이 전부 없거나 또는 일부 있는 상태에서 클릭 시 얼럿 메시지 출력  
"내용을 모두 입력해 주세요."  
2) 입력 내용이 전부 있는 상태에서 클릭 시 공지 등록

36

Page Description

공지 > 공지 상세 > 수정 - 사용자 공개 전

Screen ID

MAD-W-07-06

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 공지사항

자주묻는질문

이벤트관리

알림

팝업관리

약관관리

- 한국

- 미국

- 유럽

공지사항

공지 수정

관리 > 공지사항

국가

☒ 전체 ☒ 한국 ☐ 미국 ☐ 일본

카테고리

카테고리 1 ▼

채널

☒ 전체 ☒ 의료진 Web ☒ 의료진 App ☒ 환자 App

상단 고정

☒ 고정 해제 ☐ 고정

1

등록 예약

☐ 바로 등록 ☒ 예약 등록

2021.10.22

\* 국가 별 시간대의 09:00에 공지가 등록됩니다.

PUSH 알림 발송

☒ 등록 후 발송 ☐ 등록만

\* 공지 등록 시 선택한 국가와 채널의 사용자에게 PUSH 알림을 발송합니다.

\* 공통 항목 변경 시 언어 별 입력 내용이 초기화될 수 있습니다.

적용

한국어

영어

일본어

제목

공지 제목입니다.

내용

에디터

공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다.

2

파일 첨부

파일 선택

admin\_registered\_image.jpeg ✕

삭제

취소

수정

1. 등록된 공지 중 예약 시각 이전의 공지에서만 출력, 수정 가능

2. 이미지 1개 첨부 시 파일 선택 버튼 비활성화

NEUROGAIT  
Master Admin

▶ 공지사항

자주묻는질문

이벤트관리

알림

팝업관리

약관관리

- 한국

- 미국

- 유럽

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

| 공지사항

메인 > 사이트 관리 > 공지사항

공지 수정

국가	<input type="checkbox"/> 전체 <input checked="" type="checkbox"/> 한국 <input type="checkbox"/> 미국 <input type="checkbox"/> 일본
카테고리	카테고리 1 ▼
채널	<input type="checkbox"/> 전체 <input type="checkbox"/> 의료진 Web <input checked="" type="checkbox"/> 의료진 App <input type="checkbox"/> 환자 App
공개 여부	<input checked="" type="radio"/> 공개 <input type="radio"/> 비공개
상단 고정	<input checked="" type="radio"/> 고정 해제 <input type="radio"/> 고정

\* 공통 항목 변경 시 언어 별 입력 내용이 초기화될 수 있습니다.

적용

한국어

영어

일본어

제목	공지 제목입니다.
내용	<div>에디터</div> <div>공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다. 공지 10의 내용입니다.</div>
파일 첨부	<div>파일 선택</div> <div>admin_registered_image.jpeg ×</div>

삭제

취소

1  
수정

1. 상단 고정 공지가 이미 3개인 상태에서 상단 고정 선택 후 클릭 시 알럿 메시지 출력 “이미 고정 공지가 3개입니다.”

38

Page Description	공지							Screen ID	MAD-W-19	Description																																																															
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]																																																																
공지사항 ▶ 자주묻는질문 이벤트관리 알림 팝업관리 약관관리 - 한국 - 미국 - 유럽	<div>자주묻는질문 <span>메인 &gt; 사이트 관리 &gt; 자주묻는질문</span></div> <div><div>전체 국가</div><div>전체 채널</div><div>카테고리</div><div>전체 상태</div><div>검색어를 입력해주세요.</div><div>검색</div></div> <div><div>총 게시물 00개</div><div>우선순위 변경</div><div>선택 삭제</div><div>등록</div></div> <table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>국가</td><td>채널</td><td>카테고리</td><td>제목</td><td>등록일</td><td>공개</td><td>우선순위</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>한국</td><td>전체</td><td>카테고리 1</td><td>자주묻는질문 게시글입니다.</td><td>2021.03.03</td><td>비공개</td><td>三</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>한국</td><td>전체</td><td>카테고리 2</td><td>자주묻는질문 게시글입니다.</td><td>2021.03.03</td><td>비공개</td><td>三</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>미국</td><td>의료진 Web</td><td>카테고리 3</td><td>자주묻는질문 게시글입니다.</td><td>2021.03.03</td><td>비공개</td><td>三</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>전체</td><td>환자 App</td><td>카테고리 3</td><td>자주묻는질문 게시글입니다.</td><td>2021.03.03</td><td>비공개</td><td>三</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>한국</td><td>의료진 App</td><td>카테고리 2</td><td>자주묻는질문 게시글입니다.</td><td>2021.03.03</td><td>공개</td><td>三</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>일본</td><td>환자 App</td><td>카테고리 1</td><td>자주묻는질문 게시글입니다.</td><td>2021.03.03</td><td>비공개</td><td>三</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>프랑스</td><td>전체</td><td>카테고리 4</td><td>자주묻는질문 게시글입니다.</td><td>2021.03.03</td><td>비공개</td><td>三</td></tr></table> <div>⋮</div> <div><div>우선순위 변경</div><div>선택 삭제</div><div>등록</div></div>									<input type="checkbox"/>	국가	채널	카테고리	제목	등록일	공개	우선순위	<input type="checkbox"/>	한국	전체	카테고리 1	자주묻는질문 게시글입니다.	2021.03.03	비공개	三	<input type="checkbox"/>	한국	전체	카테고리 2	자주묻는질문 게시글입니다.	2021.03.03	비공개	三	<input type="checkbox"/>	미국	의료진 Web	카테고리 3	자주묻는질문 게시글입니다.	2021.03.03	비공개	三	<input type="checkbox"/>	전체	환자 App	카테고리 3	자주묻는질문 게시글입니다.	2021.03.03	비공개	三	<input type="checkbox"/>	한국	의료진 App	카테고리 2	자주묻는질문 게시글입니다.	2021.03.03	공개	三	<input type="checkbox"/>	일본	환자 App	카테고리 1	자주묻는질문 게시글입니다.	2021.03.03	비공개	三	<input type="checkbox"/>	프랑스	전체	카테고리 4	자주묻는질문 게시글입니다.	2021.03.03	비공개	三
<input type="checkbox"/>	국가	채널	카테고리	제목	등록일	공개	우선순위																																																																		
<input type="checkbox"/>	한국	전체	카테고리 1	자주묻는질문 게시글입니다.	2021.03.03	비공개	三																																																																		
<input type="checkbox"/>	한국	전체	카테고리 2	자주묻는질문 게시글입니다.	2021.03.03	비공개	三																																																																		
<input type="checkbox"/>	미국	의료진 Web	카테고리 3	자주묻는질문 게시글입니다.	2021.03.03	비공개	三																																																																		
<input type="checkbox"/>	전체	환자 App	카테고리 3	자주묻는질문 게시글입니다.	2021.03.03	비공개	三																																																																		
<input type="checkbox"/>	한국	의료진 App	카테고리 2	자주묻는질문 게시글입니다.	2021.03.03	공개	三																																																																		
<input type="checkbox"/>	일본	환자 App	카테고리 1	자주묻는질문 게시글입니다.	2021.03.03	비공개	三																																																																		
<input type="checkbox"/>	프랑스	전체	카테고리 4	자주묻는질문 게시글입니다.	2021.03.03	비공개	三																																																																		

1. 구분 검색 가능:  
전체 / 공개 / 비공개

2. 공지가 출력되는 채널 구분 검색 가능:  
전체 / 의료진 Web / 의료진 App / 환자 App

3. 코드 관리에서 등록된 카테고리 검색 가능

4. 코드 관리에 등록된 국가 검색 가능

5. 클릭 시 안내 문구 사라지며 텍스트 입력 가능

6. 클릭 시 선택한 공지 삭제  
선택된 항목 없을 경우 알럿 메시지 출력  
"삭제할 공지 항목을 선택해 주세요."

7. 클릭 시 공지 등록창 팝업

8. 총 게시글 개수 출력

9. 클릭 시 전체 선택(페이지 기준)  
한 페이지 내 목록 20개 출력

10. 목록 상단 고정 공지 출력

11. 공지 공개 설정:  
비공개: 클릭 시 공지 숨김  
공개: 클릭 시 공지 노출

12. -

13. 드래그앤드랍으로 게시글 순서 이동 가능  
우선 순위 변경 버튼 클릭 시 반영

14. 국가선택

Page Description	공지 – 빈 데이터				Screen ID	MAD-W-19	Description																	
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 등록된 게시글이 없을 경우 빈 화면 그 외 기능 동일														
	<div><div>공지사항</div><div>자주묻는질문</div><div>이벤트관리</div><div>알림</div><div>팝업관리</div><div>약관관리</div><div>- 한국</div><div>- 미국</div><div>- 유럽</div></div> <div><div><div>자주묻는질문</div><div>메인 &gt; 사이트 관리 &gt; 자주묻는질문</div><div><div>전체 국가 ▼</div><div>전체 채널 ▼</div><div>카테고리 ▼</div><div>전체 상태 ▼</div><div>검색어를 입력해주세요.</div><div>검색</div></div><div><div>1</div><div>총 게시물 00개</div><div>우선순위 변경</div><div>선택 삭제</div><div>등록</div></div><table><tr><th><input type="checkbox"/></th><th>채널</th><th>국가</th><th>카테고리</th><th>제목</th><th>등록일</th><th>공개</th><th>우선순위</th></tr><tr><td colspan="8">등록된 게시글이 없습니다.</td></tr></table><div><div>우선순위 변경</div><div>선택 삭제</div><div>등록</div></div></div></div>										<input type="checkbox"/>	채널	국가	카테고리	제목	등록일	공개	우선순위	등록된 게시글이 없습니다.					
<input type="checkbox"/>	채널	국가	카테고리	제목	등록일	공개	우선순위																	
등록된 게시글이 없습니다.																								



Page Description	공지 – 검색 결과 없음							Screen ID	MAD-W-19-03	Description								
<div>NEUROGAIT Master Admin</div> <div>공지사항<ul style="list-style-type: none"><li>자주묻는질문</li><li>이벤트관리</li><li>알림</li><li>팝업관리</li><li>약관관리</li><li>- 한국</li><li>- 미국</li><li>- 유럽</li></ul></div>	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 목록 1페이지로 이동								
<div><div><div>  자주묻는질문</div><div>메인 &gt; 사이트 관리 &gt; 자주묻는질문</div></div><div><div>전체 국가 ▼</div><div>전체 채널 ▼</div><div>카테고리 ▼</div><div>전체 상태 ▼</div><div>검색어를 입력해주세요.</div><div>검색</div></div><div><div>총 게시물 00개</div><table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>채널</td><td>국가</td><td>카테고리</td><td>제목</td><td>등록일</td><td>공개</td><td>우선순위</td></tr></table></div><div>찾으시는 검색결과가 없습니다.</div><div>목록보기1</div></div>											<input type="checkbox"/>	채널	국가	카테고리	제목	등록일	공개	우선순위
<input type="checkbox"/>	채널	국가	카테고리	제목	등록일	공개	우선순위											

Page Description	공지 > 공지 상세 - 사용자 공개 전					Screen ID	MAD-W-19-01	Description	
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]
	공지사항								
	자주 묻는 질문								
	이벤트관리								
알림									
팝업관리									
약관관리									
- 한국									
- 미국									
- 유럽									

자주 묻는 질문

국가	전체
카테고리	카테고리1
채널	환자 App
등록일	2021.10.09
공개	비공개

2

한국어

영어

제목	제목입니다.
내용	내용이 들어갑니다.

파일 첨부

3

admin\_registered\_image.jpeg

삭제

취소

수정

1. -

2. 클릭 시 언어 탭 전환

3. 클릭 시 첨부 파일 다운로드 가능

Page Description

공지 > 공지 상세 - 사용자 공개 전

Screen ID

MAD-W-19-01

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

공지사항

자주묻는질문

이벤트관리

알림

팝업관리

약관관리

- 한국

- 미국

- 유럽

자주묻는질문

자주묻는질문

자주묻는질문

자주묻는질문

국가	전체
카테고리	카테고리1
채널	환자 App
등록일	2021.10.09
공개	1 공개

한국어

영어

제목	제목입니다.
내용	내용이 들어갑니다.
파일 첨부	admin_registered_image.jpeg

삭제

취소

수정

1. 게시글 설정 공개 시 화면

Page Description

공지 > 공지 등록

Screen ID

MAD-W-19-02

Description

NEUROGAIT Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

공지사항

자주묻는질문

이벤트관리

알림

팝업관리

약관관리

- 한국

- 미국

- 유럽

자주묻는질문 등록

국가

전체

한국

미국

일본

카테고리

선택

채널

전체

의료진 Web

의료진 App

환자 App

등록일

2021.10.10

공개

공개

비공개

적용

한국어

영어

일본어

제목

에디터

내용

파일 첨부

파일 선택

취소

등록

1) 코드 관리에 등록된 국가 항목 체크박스 출력

2) 기본 전체 선택, 클릭/해제 시 항목 전체 선택/해제

2) 코드 관리에 등록된 목록 출력(가,나,다 순)

3) 1) "전체", "의료진 App", "의료진 Web", "환자 App" 체크박스 출력

2) 기본 전체 선택, 클릭/해제 시 항목 전체 선택/해제

4) 게시글 등록일로 자동 세팅

5) 공개/비공개 선택 : 기본 비공개

6) -

7) 버튼 클릭 시 국가에 따라 ⑥ 영역에 언어 탭 생성(한국: 한국어, 이외 국가: 영어)

8) 언어별 콘텐츠 입력 영역:  
국가 코드에 매칭된 언어별 탭 생성  
- ⑦ 버튼 클릭 전까지 영역 숨김  
a-1. 100자 입력 제한  
a-2. 영역 내 스크롤 없음, 왼쪽으로 글자가 밀려나며 입력  
b-1. 선택한 국가 별 탭 구분, 각 언어 입력, HTML 에디터  
b-2. 1,000자 입력 제한  
b-3. 영역 초과 시 스크롤  
c-1. 클릭 시 내 컴퓨터 파일 첨부 탐색창 팝업  
c-2. 10mb 이하 이미지만 첨부 가능  
c-3. 이미지 1개 첨부 시 파일 선택 버튼 비활성화

9) 1) 입력 내용이 전부 없는 상태에서 클릭 시 팝업창 닫음

2) 입력 내용이 전부 또는 일부 있는 상태에서 클릭 시 내용 입력 취소 confirm 출력

10) 1) 입력 내용이 전부 없거나 또는 일부 있는 상태에서 클릭 시 얼럿 메시지 출력  
"내용을 모두 입력해 주세요."

2) 입력 내용이 전부 있는 상태에서 클릭 시 공지 등록

NEUROGAIT  
Master Admin

공지사항

자주묻는질문

이벤트관리

알림

팝업관리

약관관리

- 한국

- 미국

- 유럽

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

자주묻는질문 수정

> 자주묻는질문

국가	<input type="checkbox"/> 전체 <input type="checkbox"/> 한국 <input type="checkbox"/> 미국 <input type="checkbox"/> 일본
카테고리	<div>카테고리1 ▼</div>
채널	<input type="checkbox"/> 전체 <input type="checkbox"/> 의료진 Web <input type="checkbox"/> 의료진 App <input type="checkbox"/> 환자 App
등록일	2021.10.10
공개	<input type="radio"/> 공개 <input checked="" type="radio"/> 비공개

적용

한국어

영어

일본어

제목	<div>제목이 들어갑니다.</div>
내용	<div>에디터</div> <div>내용이 들어갑니다.</div>
파일 첨부 1	<div>파일은 최대 5개까지 첨부할 수 있습니다.</div> <div><div>파일 선택</div><div>admin_registered_image.jpeg ×</div></div>

삭제

취소

수정

1. 파일 첨부 최대 5개까지 가능

Page Description

이벤트

Screen ID

MAD-W-09

Description

NEUROGAIT Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

공지사항

자주묻는질문

▶ 이벤트관리

알림

팝업관리

약관관리

- 한국

- 미국

- 유럽

1 이벤트 관리

메인 > 사이트 관리 > 이벤트 관리

2전체 국가3전체 채널1전체 상태검색어를 입력해주세요.검색

5총 게시물 00개4등록

번호	상태	국가	제목	등록일	시작일	종료일
##	진행중	한국	이벤트 14의 제목입니다.	2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03
##	진행중	미국	이벤트 13의 제목입니다.	2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03
##	종료	한국	이벤트 12의 제목입니다.	2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03
##	진행중	일본	이벤트 11의 제목입니다.	2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03
##	미진행	프랑스	이벤트 10의 제목입니다.	2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03
##	종료	한국	이벤트 9의 제목입니다.	2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03
##	종료	한국	이벤트 8의 제목입니다.	2021.03.03	2021.03.03	2021.03.03

⋮

등록

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1. 구분 검색 가능:  
전체 / 진행중 / 미진행 / 종료

2. 코드 관리에 등록된 국가 목록 출력(가나다 순)

3. 채널 선택

4. 클릭 시 이벤트 등록창 팝업

5. ⑧에서 "진행중" 상태인 이벤트 개수 출력

6. 진행 중인 항목셀 배경 색 강조

Page Description	이벤트 – 빈 데이터							Screen ID	MAD-W-09-01	Description
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 이벤트 없을 경우 빈 데이터 출력 하단 등록 버튼 클릭 시 이벤트 등록창 팝업
	메인 > 사이트 관리 > 이벤트 관리									
	이벤트 관리									
공지사항 자주묻는질문 ▶ 이벤트관리 알림 팝업관리 약관관리 - 한국 - 미국 - 유럽	전체 국가 ▼			전체 채널 ▼		전체 상태 ▼		검색어를 입력해주세요.		검색
	총 게시물 00개									등록
	번호	상태	국가	제목			등록일	시작일	종료일	
등록된 이벤트가 없습니다.										
									1	등록

Page Description	이벤트 – 검색 결과 없음							Screen ID	MAD-W-09-02	Description
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 목록 1페이지로 이동
	<div><div>공지사항</div><div>자주묻는질문</div><div>▶ 이벤트관리</div><div>알림</div><div>팝업관리</div><div>약관관리</div><div>- 한국</div><div>- 미국</div><div>- 유럽</div></div> <div><div><div>  이벤트 관리</div><div>메인 &gt; 사이트 관리 &gt; 이벤트 관리</div><div><div>전체 국가 ▼</div><div>전체 채널 ▼</div><div>전체 상태 ▼</div><div>검색어를 입력해주세요.</div><div>검색</div></div><div>찾으시는 검색 결과가 없습니다.</div><div><div>1</div><div>목록보기</div></div></div></div>									



## | 이벤트 관리

메인 &gt; 사이트 관리 &gt; 이벤트 관리

## 이벤트 정보

국가	전체
기간	2021.10.22 09시 ~ 2021.11.21 18시

한국어

영어

일본어

제목

이벤트 10의 제목입니다.

내용

이벤트 10의 내용입니다. 이벤트 10의 내용입니다. 이벤트 10의 내용입니다. 이벤  
트 10의 내용입니다. 이벤트 10의 내용입니다. 이벤트 10의 내용입니다. 이벤트 1  
0의 내용입니다. 이벤트 10의 내용입니다. 이벤트 10의 내용입니다. 이벤트 10의  
내용입니다.

URL

[http://www.neuro-gait.com/event\\_1](http://www.neuro-gait.com/event_1)

## 파일 첨부

admin\_registered\_image.jpeg

## 삭제

이벤트 종료

수정

Page Description	이벤트 > 이벤트 등록					Screen ID	MAD-W-09-04	Description	
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]
	메인 > 사이트 관리 > 이벤트 관리								
공지사항 자주묻는질문 ▶ 이벤트관리 알림 팝업관리 약관관리 - 한국 - 미국 - 유럽	이벤트 관리								
	<div><div>이벤트 등록</div><div><div><div>1</div><div>국가</div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> 전체</div><div><input type="checkbox"/> 한국</div><div><input type="checkbox"/> 미국</div><div><input type="checkbox"/> 일본</div></div><div>* 선택한 국가의 시간대로 아래 시간을 적용합니다.</div></div></div></div><div><div><div>2</div><div>기간</div></div><div><div><div>7일</div><div>1개월</div><div>3개월</div><div>상시</div></div><div><div><div>시작</div><div>2021.10.29</div><div><div></div></div><div>09</div><div>시</div></div><div><div><div>종료</div><div>2021.11.21</div><div><div></div></div><div>18</div><div>시</div></div></div></div><div><div><div>3</div><div>적용</div></div></div></div><div><div><div>4</div><div>한국어</div><div>영어</div><div>일본어</div></div><div><div><div>a</div><div>제목</div></div><div><div><div>b</div><div>내용</div></div><div><div><div>c</div><div>URL</div></div><div><div><div>d</div><div>파일 첨부</div></div><div><div><div>7</div><div>취소</div><div>8</div><div>등록</div></div></div></div></div></div></div><div><div>1) 코드 관리에 등록된 국가 항목 체크박스 출력 2) 기본 전체 선택, 클릭/해제 시 항목 전체 선택/해제</div><div>2) 기본 날짜 지정 선택, 상시 선택 시 종료일에 2099년 12월 31일 18시 입력 2) 접속 IP 기준 오늘의 익일부터 한 달 선택 기본</div><div>버튼 클릭 시 국가에 따라 ④ 영역에 언어 탭 생성(한국: 한국어, 이외 국가: 영어)</div><div>국가 별 콘텐츠 입력 영역: a-1. HTML 에디터 a-2. 100자 입력 제한 a-3. 영역 내 스크롤 없음, 왼쪽으로 글자가 밀려나며 입력 b-1. HTML 에디터 b-2. 1,000자 입력 제한 b-3. 영역 초과 시 스크롤 c. 각 국가 별 랜딩 페이지 URL 삽입 d-1. 클릭 시 내 컴퓨터 파일 첨부 탐색창 팝업 d-2. 10mb 이하 이미지만 첨부 가능 d-3. 이미지 1개 첨부 시 파일 선택 버튼 비활성화</div><div>랜딩 페이지가 있을 경우 URL 삽입</div><div>클릭 시 내 컴퓨터 파일 첨부 탐색창 팝업</div><div>1) 입력 내용이 전부 없는 상태에서 클릭 시 팝업창 닫음 2) 입력 내용이 전부 또는 일부 있는 상태에서 클릭 시 내용 입력 취소 confirm 출력</div><div>1) 필수 입력 내용이 전부 없거나 또는 일부 있는 상태에서 클릭 시 얼럿 메시지 출력 "필수 입력 내용을 모두 입력해 주세요." 2) 필수 입력 내용이 전부 있는 상태에서 클릭 시 공지 등록</div></div></div></div></div>								

NEUROGAIT  
Master Admin

공지사항

자주묻는질문

▶ 이벤트관리

알림

팝업관리

약관관리

- 한국

- 미국

- 유럽

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

| 이벤트 관리

이벤트

이벤트 수정

국가

☐ 전체 ☒ 한국 ☐ 미국 ☐ 일본

\* 선택한 국가의 시간대로 아래 기간을 적용합니다.

기간

7일

1개월

3개월

상시

시작

2021.10.22

09

시

종료

2021.11.21

18

시

\* 공통 항목 변경 시 언어 별 입력 내용이 초기화될 수 있습니다.

적용

한국어

영어

일본어

제목

이벤트 10의 제목입니다.

내용

에디터

이벤트 10의 내용입니다. 이벤트 10의 내용입니다. 이벤트 10의 내용입니다. 이벤트 10의 내용입니다. 이벤트 10의 내용입니다. 이벤트 10의 내용입니다. 이벤트 10의 내용입니다. 이벤트 10의 내용입니다. 이벤트 10의 내용입니다.

URL

http://www.neuro-gait.com/event\_1

2 파일 첨부

파일 선택

admin\_registered\_image.jpeg X

삭제

취소

수정

1. 오늘 이후의 날짜만 지정 가능

2. 1) 10mb 이하 이미지만 첨부 가능

2) 이미지 1개 첨부 시 파일 선택 버튼 비활성화

Page Description	알림				Screen ID	MAD-W-18	Description																																																																	
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]																																																															
공지사항 자주묻는질문 이벤트관리 ▶알림 팝업관리 약관관리 - 한국 - 미국 - 유럽	<div><div>  알림</div><div>메인 &gt; 사이트 관리 &gt; 알림</div></div> <div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>전체 국가 ▼</div><div>전체 채널 ▼</div><div>검색어를 입력해주세요.</div><div>검색</div></div> <div><div>6</div><div>총 게시물 00개</div><div>4</div><div>삭제</div><div>5</div><div>신규 발송</div></div> <div><div>7</div><table><tr><th><input type="checkbox"/></th><th>국가</th><th>채널</th><th>수신자</th><th>메시지</th><th>상태</th><th>발송일자</th><th>재발송</th></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>한국</td><td>환자 App</td><td>##명</td><td>PUSH 알림 메시지입니다.</td><td>발송 예약</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>미국</td><td>전체</td><td>##명</td><td>PUSH 알림 메시지입니다.</td><td>발송 예약</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>한국</td><td>전체</td><td>##명</td><td>PUSH 알림 메시지입니다.</td><td>발송</td><td>2021.03.03</td><td><div>8</div>재발송</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>일본</td><td>의료진 App</td><td>##명</td><td>PUSH 알림 메시지입니다.</td><td>발송</td><td>2021.03.03</td><td>재발송</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>프랑스</td><td>환자</td><td>##명</td><td>PUSH 알림 메시지입니다.</td><td>발송</td><td>2021.03.03</td><td>재발송</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>한국</td><td>전체</td><td>##명</td><td>PUSH 알림 메시지입니다.</td><td>발송</td><td>2021.03.03</td><td>재발송</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>한국</td><td>전체</td><td>##명</td><td>PUSH 알림 메시지입니다.</td><td>발송</td><td>2021.03.03</td><td>재발송</td></tr></table><div>⋮</div><div><div>삭제</div><div>신규 발송</div></div><div>&lt;&lt; &lt; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 &gt; &gt;&gt;</div></div>								<input type="checkbox"/>	국가	채널	수신자	메시지	상태	발송일자	재발송	<input type="checkbox"/>	한국	환자 App	##명	PUSH 알림 메시지입니다.	발송 예약	-	-	<input type="checkbox"/>	미국	전체	##명	PUSH 알림 메시지입니다.	발송 예약	-	-	<input type="checkbox"/>	한국	전체	##명	PUSH 알림 메시지입니다.	발송	2021.03.03	<div>8</div> 재발송	<input type="checkbox"/>	일본	의료진 App	##명	PUSH 알림 메시지입니다.	발송	2021.03.03	재발송	<input type="checkbox"/>	프랑스	환자	##명	PUSH 알림 메시지입니다.	발송	2021.03.03	재발송	<input type="checkbox"/>	한국	전체	##명	PUSH 알림 메시지입니다.	발송	2021.03.03	재발송	<input type="checkbox"/>	한국	전체	##명	PUSH 알림 메시지입니다.	발송	2021.03.03	재발송
<input type="checkbox"/>	국가	채널	수신자	메시지	상태	발송일자	재발송																																																																	
<input type="checkbox"/>	한국	환자 App	##명	PUSH 알림 메시지입니다.	발송 예약	-	-																																																																	
<input type="checkbox"/>	미국	전체	##명	PUSH 알림 메시지입니다.	발송 예약	-	-																																																																	
<input type="checkbox"/>	한국	전체	##명	PUSH 알림 메시지입니다.	발송	2021.03.03	<div>8</div> 재발송																																																																	
<input type="checkbox"/>	일본	의료진 App	##명	PUSH 알림 메시지입니다.	발송	2021.03.03	재발송																																																																	
<input type="checkbox"/>	프랑스	환자	##명	PUSH 알림 메시지입니다.	발송	2021.03.03	재발송																																																																	
<input type="checkbox"/>	한국	전체	##명	PUSH 알림 메시지입니다.	발송	2021.03.03	재발송																																																																	
<input type="checkbox"/>	한국	전체	##명	PUSH 알림 메시지입니다.	발송	2021.03.03	재발송																																																																	

1. 팝업이 출력되는 국가 대상 구분 검색 가능:  
코드 관리에 등록된 국가 목록 출력(가나다  
순)

2. PUSH 메시지를 수신하는 채널 구분 검색  
가능:  
전체 / 의료진 App / 환자 App

3. 클릭 시 안내 문구 사라지며 텍스트 입력  
가능

4. 클릭 시 선택한 항목 삭제  
선택된 항목 없을 경우 알럿 메시지 출력  
"삭제할 항목을 선택해 주세요."

5. 클릭 시 PUSH 메시지 신규 발송창 팝업

6. 총 게시물 개수 출력

7. 클릭 시 전체 선택(페이지 기준)  
한 페이지 내 목록 20개 출력

8. 버튼 클릭 시 해당 항목 PUSH 메시지 재발  
송

Page Description	알림 - 빈 데이터							Screen ID	MAD-W-18-01	Description																
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 알림 없을 경우 빈 데이터 출력																
	<div><div>공지사항</div><div>자주묻는질문</div><div>이벤트관리</div><div>▶ 알림</div><div>팝업관리</div><div>약관관리</div><div>- 한국</div><div>- 미국</div><div>- 유럽</div></div> <div><div><div>  알림</div><div>메인 &gt; 사이트 관리 &gt; 알림</div><div><div>전체 국가 ▼</div><div>전체 채널 ▼</div><div>검색어를 입력해주세요.</div><div>검색</div></div><div><div>총 게시물 00개</div><div>삭제</div><div>신규 발송</div></div><table><tr><th><input type="checkbox"/></th><th>번호</th><th>국가</th><th>채널</th><th>수신자</th><th>메시지</th><th>상태</th><th>발송일자</th><th>재발송</th></tr><tr><td colspan="9"><div><div>1</div><div>발송된 알림이 없습니다.</div></div></td></tr></table><div><div>삭제</div><div>신규 발송</div></div></div></div>										<input type="checkbox"/>	번호	국가	채널	수신자	메시지	상태	발송일자	재발송	<div><div>1</div><div>발송된 알림이 없습니다.</div></div>						
<input type="checkbox"/>	번호	국가	채널	수신자	메시지	상태	발송일자	재발송																		
<div><div>1</div><div>발송된 알림이 없습니다.</div></div>																										

Page Description	알림 – 검색 결과 없음							Screen ID	MAD-W-18-02	Description
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 목록 1페이지로 이동
	<div><div>공지사항 자주묻는질문 이벤트관리</div><div>▶ 알림 팝업관리 약관관리 - 한국 - 미국 - 유럽</div></div> <div><div>  알림</div><div>메인 &gt; 사이트 관리 &gt; 알림</div></div> <div><div>전체 국가 ▼</div><div>전체 채널 ▼</div><div>아가</div><div>검색</div></div> <div><div>찾으시는 검색 결과가 없습니다.</div><div><div>1</div><div>목록 보기</div></div></div>									

Page Description	알림 > 상세				Screen ID	MAD-W-18-03	Description								
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]						
	메인 > 사이트 관리 > 알림														
	알림 상세														
	<table><tr><td>국가</td><td>전체</td></tr><tr><td>채널</td><td>전체</td></tr><tr><td>상태</td><td>2021. 10. 22 09:30 발송 예약 * 국가 별 시간대의 09:30에 알림이 발송됩니다.</td></tr></table>									국가	전체	채널	전체	상태	2021. 10. 22 09:30 발송 예약 * 국가 별 시간대의 09:30에 알림이 발송됩니다.
	국가	전체													
	채널	전체													
	상태	2021. 10. 22 09:30 발송 예약 * 국가 별 시간대의 09:30에 알림이 발송됩니다.													
	<div>1</div> <div>한국   영어   일본어   언어 1</div>														
	<table><tr><td>메시지</td><td>PUSH 메시지입니다.</td></tr></table>									메시지	PUSH 메시지입니다.				
	메시지	PUSH 메시지입니다.													
<div>2</div> <table><tr><td>이동 메뉴(링크)</td><td>앱 내 페이지 - 홈</td></tr></table>									이동 메뉴(링크)	앱 내 페이지 - 홈					
이동 메뉴(링크)	앱 내 페이지 - 홈														
<table><tr><td>첨부파일</td><td>admin_registered_image.jpeg</td></tr></table>									첨부파일	admin_registered_image.jpeg					
첨부파일	admin_registered_image.jpeg														
<div>3</div> <div>삭제   취소   <div>4</div>수정 및 재발송</div>															
<div>1. 클릭 시 각 언어 탭 전환</div> <div>2. 앱 내 페이지 표시</div> <div>3. 클릭 시 알림 삭제 confirm 출력</div> <div>4. 클릭 시 알림 항목 복제 및 신규 발송 페이지 팝업</div>															

Page Description	알림 – 신규 발송					Screen ID	MAD-W-18-04	Description	
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]
	메인 > 사이트 관리 > 알림								
공지사항 자주묻는질문 이벤트관리 ▶알림 팝업관리 약관관리 - 한국 - 미국 - 유럽	<div>신규 발송</div> <div><div>1</div><div>국가</div><div><div><input type="checkbox"/> 전체</div><div><input type="checkbox"/> 한국</div><div><input type="checkbox"/> 미국</div><div><input type="checkbox"/> 일본</div><div><input type="checkbox"/> 국가 1</div></div><div>* 선택한 국가의 시간대로 PUSH 발송을 예약합니다.</div></div> <div><div>2</div><div>채널</div><div><div><input type="checkbox"/> 전체</div><div><input type="checkbox"/> 의료진 App</div><div><input type="checkbox"/> 환자 App</div></div></div> <div><div>3</div><div>예약 발송</div><div><div><div>●예약</div><div>○바로 발송</div></div><div><div>2021.10.22</div><div></div><div>09</div><div>시</div><div>30</div><div>분</div></div></div><div><div>* 공통 항목 변경 시 언어 별 입력 내용이 초기화될 수 있습니다.</div><div><div>4</div><div>적용</div></div></div><div><div>5</div><div><div>한국어</div><div>영어</div><div>일본어</div><div>언어 1</div></div><div><div>메시지</div><div><div>PUSH 메시지입니다.</div></div></div><div><div>6</div><div>이동 메뉴(링크)</div><div><div>선택</div><div>▼</div></div><div>* PUSH 알림을 통해 선택하신 메뉴로 이동합니다.</div></div><div><div>7</div><div>첨부 파일</div><div><div>파일 선택</div></div></div><div><div>삭제</div><div>취소</div><div>발송</div></div></div></div>								
<div>1. 1) 코드 관리에 등록된 국가 항목 체크박스 출력 2) 기본 전체 선택, 클릭/해제 시 항목 전체 선택/해제</div> <div>2. 1) “전체”, “의료진 App”, “환자 App” 체크박스 출력 2) 기본 전체 선택, 클릭/해제 시 항목 전체 선택/해제</div> <div>3. 1) 기본 예약 선택, 바로 발송 선택 시 아래 캘린더 및 가이드 숨김 2) 예약 등록 시 접속 IP 기준 오늘 캘린더 선택</div> <div>4. 버튼 클릭 시 국가에 따라 ⑤ 영역에 언어 탭 생성</div> <div>5. 언어별 콘텐츠 입력 영역: 1) 50자 입력 제한 2) 영역 초과 시 영역 내 스크롤</div> <div>6. 앱 내 메뉴 드롭다운</div> <div>7. 1) 클릭 시 내 컴퓨터 파일 첨부 탐색창 팝업 2) 1mb 이하 이미지만 첨부 가능 3) 이미지 1개 첨부 시 파일 선택 버튼 비활성화</div>									



Page Description

팝업 관리

Screen ID

MAD-W-10

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

공지사항

자주묻는질문

이벤트관리

알림

▶ 팝업관리

약관관리

- 한국

- 미국

- 유럽

메인 > 사이트 관리 > 팝업 관리

2

3

4

5

6

7

8

9

10

전체 국가 ▼

전체 채널 ▼

전체 상태 ▼

검색어를 입력해주세요.

검색

총 게시물 00개

선택한 팝업 삭제

새로 등록

<div>9</div> <input type="checkbox"/>	국가	채널	제목	등록일자	공개
<input type="checkbox"/>	한국	환자 App	팝업 13 내용입니다.	2021.03.03	<div>10</div> 공개
<input type="checkbox"/>	미국	전체	팝업 12 내용입니다.	2021.03.03	비공개
<input type="checkbox"/>	한국	전체	팝업 11 내용입니다.	2021.03.03	공개
<input type="checkbox"/>	일본	의료진 Web	팝업 10 내용입니다.	2021.03.03	비공개
<input type="checkbox"/>	프랑스	환자 App	팝업 9 내용입니다.	2021.03.03	비공개
<input type="checkbox"/>	한국	전체	팝업 8 내용입니다.	2021.03.03	비공개
<input type="checkbox"/>	한국	전체	팝업 7 내용입니다.	2021.03.03	비공개

선택한 팝업 삭제

새로 등록

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1. -

2. 팝업이 출력되는 국가 대상 구분 검색 가능:  
코드 관리에 등록된 국가 목록 출력(가나다 순)

3. 공지가 출력되는 채널 구분 검색 가능:  
전체 / 의료진 Web / 의료진 App / 환자 App

4. 구분 검색 가능:  
전체 / 공개 / 비공개

5. 클릭 시 안내 문구 사라지며 텍스트 입력 가능

6. 클릭 시 선택한 팝업 항목 삭제  
선택된 항목 없을 경우 알럿 메시지 출력  
"삭제할 팝업 항목을 선택해 주세요."

7. 클릭 시 팝업 등록창 팝업

8. 총 게시글 수 출력

9. 클릭 시 전체 선택(페이지 기준)  
한 페이지 내 목록 20개 출력

10. 공지 공개 설정:  
비공개: 클릭 시 팝업 숨김  
공개: 클릭 시 팝업 노출

Page Description	팝업 - 빈 데이터					Screen ID	MAD-W-10-01	Description																			
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]																		
	메인 > 사이트 관리 > 팝업 관리																										
공지사항 자주묻는질문 이벤트관리 알림 ▶ 팝업관리 약관관리 - 한국 - 미국 - 유럽	팝업관리																										
	전체 국가 ▼    전체 채널 ▼    전체 상태 ▼    검색어를 입력해주세요.    검색																										
총 게시물 00개    선택한 팝업 삭제    새로 등록																											
<table><tr><th><input type="checkbox"/></th><th>국가</th><th>채널</th><th>제목</th><th>등록일자</th><th>공개</th></tr><tr><td colspan="6">1</td></tr><tr><td colspan="6">등록된 팝업이 없습니다.</td></tr></table>										<input type="checkbox"/>	국가	채널	제목	등록일자	공개	1						등록된 팝업이 없습니다.					
<input type="checkbox"/>	국가	채널	제목	등록일자	공개																						
1																											
등록된 팝업이 없습니다.																											
선택한 팝업 삭제    새로 등록																											

1. 게시물 없을 경우 빈 데이터 출력

Page Description	팝업 – 검색 결과 없음							Screen ID	MAD-W-10-02	Description
<div>NEUROGAIT Master Admin</div> <div>공지사항</div> <div>자주묻는질문</div> <div>이벤트관리</div> <div>알림</div> <div>▶ 팝업관리</div> <div>약관관리</div> <div>- 한국</div> <div>- 미국</div> <div>- 유럽</div>	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 목록 1페이지로 이동
<div><div><div>  팝업관리</div><div>메인 &gt; 사이트 관리 &gt; 팝업 관리</div></div><div><div>AEU ▼</div><div>전체 채널 ▼</div><div>전체 상태 ▼</div><div>검색어를 입력해주세요.</div><div>검색</div></div><div>찾으시는 검색 결과가 없습니다.</div><div><div>1</div><div>목록 보기</div></div></div>										

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

메인 > 사이트 관리 > 팝업 관리

공지사항

자주묻는질문

이벤트관리

알림

▶ 팝업관리

약관관리

- 한국

- 미국

- 유럽

팝업 정보

국가	전체
채널	전체
공개	공개중
기간	2021.10.22 ~ 2021.11.21

1

한국어

영어

일본어

언어 1

제목	팝업 13 제목입니다.
내용	팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다.
URL	http://www.neuro-gait.com/event_1

삭제

취소

수정

1. 각 국가별 탭 구분

Page Description	팝업 > 팝업 등록 - 텍스트		Screen ID	MAD-W-10-06	Description
<div>NEUROGAIT Master Admin</div> <div> <div>공지사항</div> <div>자주묻는질문</div> <div>이벤트관리</div> <div>알림</div> <div>▶ 팝업관리</div> <div>약관관리</div> <div>- 한국</div> <div>- 미국</div> <div>- 유럽</div> </div>	<div>병원/의료진 관리</div> <div>환자/사용자 관리</div> <div>운동 관리</div> <div>사이트 관리</div> <div>관리자 관리</div> <div>코드 관리</div> <div>메뉴 관리</div> <div>통계</div> <div>관리자님, 안녕하세요. [환자 정보] [로그아웃]</div>	<div>팝업 등록</div> <div> <div>국가</div> <div>채널</div> <div>기간</div> <div>* 공통 항목 변경 시 언어 별 입력 내용이 초기화될 수 있습니다.</div> <div> <div>한국어</div> <div>영어</div> <div>일본어</div> <div>언어 1</div> </div> <div> <div>제목</div> <div>내용</div> <div>URL</div> </div> <div> <div>취소</div> <div>등록</div> </div> </div>			<ol style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 코드 관리에 등록된 국가 항목 체크박스 출력</li> <li>2) 기본 전체 선택, 클릭/해제 시 항목 전체 선택/해제</li> </ol> </li> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "전체", "의료진 App", "의료진 Web", "환자 App" 체크박스 출력</li> <li>2) 기본 전체 선택, 클릭/해제 시 항목 전체 선택/해제</li> </ol> </li> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 기본 날짜 지정 선택, 상시 선택 시 종료일에 2099년 12월 31일 18시 입력</li> <li>2) 접속 IP 기준 오늘의 익일부터 한 달 선택 기본</li> </ol> </li> <li>버튼 클릭 시 국가에 따라 ⑥ 영역에 언어 탭 생성</li> <li>국가 별 콘텐츠 입력 영역: <ol style="list-style-type: none"> <li>a-1. 100자 입력 제한</li> <li>a-2. 영역 내 스크롤 없음, 왼쪽으로 글자가 밀려나며 입력</li> <li>b-1. HTML 에디터</li> <li>b-2. 1,000자 입력 제한</li> <li>b-3. 영역 초과. 시 영역 내 스크롤</li> <li>c. 각 국가 별 랜딩 페이지 URL 삽입</li> </ol> </li> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 입력 내용이 전부 없는 상태에서 클릭 시 팝업창 닫음</li> <li>2) 입력 내용이 전부 또는 일부 있는 상태에서 클릭 시 등록 취소 confirm 출력</li> </ol> </li> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 입력 내용이 전부 없거나 또는 일부 있는 상태에서 클릭 시 얼럿 메시지 출력 "내용을 모두 입력해 주세요."</li> <li>2) 입력 내용이 전부 있는 상태에서 클릭 시 공지 등록</li> </ol> </li> <li>텍스트형 선택 시 내용 입력란에 에디터 제 </li> </ol>

Page Description

팝업 > 팝업 상세 – 텍스트 > 수정

Screen ID

MAD-W-10-08

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

공지사항  
자주묻는질문  
이벤트관리  
알림  
▶ 팝업관리  
약관관리  
- 한국  
- 미국  
- 유럽

병원/의료진  
관리

환자/사용자  
관리

운동  
관리

사이트  
관리

관리자  
관리

코드  
관리

메뉴  
관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[관리자 정보] [로그아웃]

관리 > 팝업 관리

팝업 수정

국가	<div><input checked="" type="checkbox"/> 전체 <input checked="" type="checkbox"/> 한국 <input checked="" type="checkbox"/> 미국 <input checked="" type="checkbox"/> 일본 <input checked="" type="checkbox"/> 국가 1</div> <div>* 선택한 국가의 시간대로 팝업 기간을 적용합니다.</div>
채널	<div><input checked="" type="checkbox"/> 전체 <input checked="" type="checkbox"/> 의료진 Web <input checked="" type="checkbox"/> 의료진 App <input checked="" type="checkbox"/> 환자 App</div>
기간	<div><div>2021.10.22</div> ~ <div>2021.11.21</div> <div></div> <div>7일</div> <div>1개월</div> <div>3개월</div> <div>상시</div></div> <div>* 국가 별 시간대의 00:00에 표시가 시작되며 종료일의 익일 00:00에 자동 비공개 처리됩니다.</div>

적용

\* 공통 항목 변경 시 언어 별 입력 내용이 초기화될 수 있습니다.

한국어

영어

일본어

언어 1

제목	<div>팝업 13 제목입니다.</div>
내용	<div><div>에디터</div><div>팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다. 팝업 13 내용입니다.</div></div>
URL	<div><div>http://www.neuro-gait.com/event_1</div><div>* 팝업을 눌렀을 때 이동할 페이지의 URL을 입력해 주세요.</div></div>

삭제

취소

수정 1

1. 수정

1. 수정

Page Description

사이트관리 > 약관관리 > 한국 > 이용약관(목록)

Screen ID

MAD-W-17

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리환자/사용자 관리운동 관리사이트 관리관리자 관리코드 관리메뉴 관리통계관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

공지사항  
자주묻는질문  
이벤트관리  
알림  
팝업관리  
약관관리  
▶한국  
- 미국  
- 유럽

| 약관관리 (한국)

홈 > 사이트관리 > 약관관리 > 이용약관

1

이용약관

개인정보처리방침

민감정보제공

블루투스통신

위치정보이용

마케팅수진정보

개인정보 제3자 제공

채널선택 ▼

검색어를 입력해주세요.

2

검색

등록

버전	채널	시행일시	공지일자	안내메일	상태	최종수정일	최종게시자
1.2	HCP	2021.10.22	2021.10.22	발송	게시	2021.10.11	admin
1.2	Patient	2021.09.22	2021.09.21	미발송	비게시	2021.09.13	admin
1.1	Patient	2021.08.22	2021.08.20	발송	게시	2021.08.20	admin
1.0	Patient	2021.04.11	2021.04.03	발송	게시	2021.04.08	admin

⋮

등록

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1. 약간 별 관리  
탭 클릭 시 해당 약관에 대한 내용, 버전 관리 가능

2. 선택한 조건으로 검색 가능  
구분 - 재활, 연구, 일반(코드로 구분)

약관 관리 화면 동일

Page Description

사이트관리 > 약관관리 > 한국 > 이용약관(등록)

Screen ID

MAD-W-17-02

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

공지사항  
자주묻는질문  
이벤트관리  
알림  
팝업관리  
약관관리  
▶한국  
- 미국  
- 유럽

병원/의료진 관리환자/사용자 관리운동 관리사이트 관리관리자 관리코드 관리메뉴 관리통계관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]

| 약관관리 (한국)

홈 > 사이트관리 > 약관관리 > 이용약관

이용약관개인정보처리방침민감정보제공블루투스통신위치정보이용마케팅수진정보개인정보 제3자 제공

국가한국1

채널채널 선택2

버전자동생성 됩니다.3

내용4

에디터 영역

약관정보

시행일시날짜선택5

공지일자날짜선택

해당 내용이 시행되는 기준 날짜를 입력해주세요.

해당 내용을 회원에게 공지(게시)할 날짜를 입력해주세요.

계정내용

4

에디터 영역

게시여부6

게시

취소

수정

1. 국가 변경 불가

2. 채널 선택

3. 등록된 이후 채널 별 버전 자동 생성

4. 에디터 활용하여 콘텐츠 등록

5. 클릭 시 달력 출력/ 날짜 선택 가능  
시행일자는 공지일자보다 이전 일 선택 불가

6. 선택 시 공지 일자에 게시  
선택 해지 시 공지 일자와 상관없이 비공개 처리

64



NEUROGAIT  
Master Admin

공지사항  
자주묻는질문  
이벤트관리  
알림  
팝업관리  
약관관리  
▶한국  
- 미국  
- 유럽

병원/의료진 관리환자/사용자 관리운동 관리사이트 관리관리자 관리코드 관리메뉴 관리통계관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]

| 약관관리 (한국)

홈 > 사이트관리 > 약관관리 > 이용약관

이용약관개인정보처리방침민감정보제공블루투스통신위치정보이용마케팅수진정보개인정보 제3자 제공

국가한국

채널Patient app▼

버전1.3

내용

에디터 영역

약관정보

시행일시2021.11.11

해당 내용이 시행되는 기준 날짜를 입력해주세요.

공지일자2021.11.13

해당 내용을 회원에게 공지(게시)할 날짜를 입력해주세요.

계정내용

에디터 영역

게시여부

☑ 게시

1

메일 발송

취소

수정

1. 수정된 약관 내용과 계정내용 발송  
발송 대상자는 채널 가입된 회원 전부  
발송 내역 관리 없음

1

서비스 사용 회원들에게 약관 정보를  
발송하시겠습니까?

취소 | 확인

65

관리자 관리

Page Description

관리자관리 > 관리자관리(목록)

Screen ID

MAD-W-11

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진  
관리

환자/사용자  
관리

운동  
관리

사이트  
관리

관리자  
관리

코드  
관리

메뉴  
관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 관리자 관리  
로그

1

관리자 관리

홈 > 관리자 관리

1

전체 ▼

검색어를 입력해주세요.

검색

2

선택한 계정 사용 중지 처리

등록

3

4

000명 관리자가 등록되었습니다.

<input type="checkbox"/>	아이디	관리자명	부서	등록일	상태
<input type="checkbox"/>	abccabc123	정수화	기획	2021-08-01	Y
<input type="checkbox"/>	admin111	박지혜	디자인	2021-07-26	N
<input type="checkbox"/>	abccabc12	관리자	마케팅	2021-08-01	Y
<input type="checkbox"/>	abccabc133	관리자	사업관리부	2021-08-01	Y
<input type="checkbox"/>	abccabc125	관리자	마케팅	2021-08-01	Y
<input type="checkbox"/>	abccabc127	관리자	사업관리부	2021-08-01	Y
<input type="checkbox"/>	abccabc321	관리자	마케팅	2021-08-01	Y
<input type="checkbox"/>	abccabc021	관리자	사업관리부	2021-08-01	Y
<input type="checkbox"/>	abccabc222	관리자	마케팅	2021-08-01	Y
<input type="checkbox"/>	abccabc633	관리자	사업관리부	2021-08-01	Y

선택한 계정 사용 중지 처리

등록

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1. 선택한 조건으로 검색 가능  
전체, 아이디, 관리자명, 부서

2. 선택한 계정 상태 N으로 처리

3. 등록 페이지 이동

4. 등록된 관리자 개수 출력

5. 1개월간 계정 미사용 시 계정 비활성화 처리된 내역 or 관리자 중지 계정 일때 상태 표시됨

▶ 관리자 관리  
로그

## | 관리자 관리

홈 > 관리자 관리

## 전체 필수 입력 항목

부서	<input type="text"/>	1
관리자명	<input type="text"/>	
아이디	<input type="text"/>	중복확인 2
비밀번호	임시비밀번호가 SMS로 발송됩니다. 5	
연락처	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	
이메일	<input type="text"/> @ <input type="text"/>	
상태	<input type="radio"/> 사용(Y) <input type="radio"/> 중지(N)    6	
관리 메뉴	<input type="text"/> <input type="text"/>	관리메뉴추가 3 관리메뉴삭제 4

취소

15/0

1. 부서, 관리자명, 아이디 텍스트 입력
2. 아이디 중복확인  
중복인 경우 알럿 메시지 출력  
"사용할 수 없는 아이디입니다."
3. 관리메뉴추가 버튼 클릭 시 메뉴 목록 화면  
출력(이후 페이지 참조)
4. 메뉴 선택 후 관리메뉴삭제 버튼 클릭 시  
해당 메뉴 사라짐
5. 관리자 정보 등록 시 입력된 휴대폰번호로  
관리자 등록 알림과 임시 비밀번호 발송
6. 1개월간 계정 미사용 시 계정 비활성화 된  
내용은 중지(N)표시됨 상태 값 변경 후 계  
정 활성화 처리

Page Description	관리자관리 > 관리자관리(상세)							Screen ID	MAD-W-11-02	Description
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 부서, 연락처, 이메일 수정 가능 2. 최종 등록(저장)되어 있는 연락처로 임시 비밀번호 발송 3. 중지인 경우 사유 출력 - 로그인 5회 오류 - 1개월 이상 미사용
	<div>▶ 관리자 관리 로그</div> <div><div>관리자 관리</div><div>홈 &gt; 관리자 관리</div></div> <div><div>전체 필수 입력 항목</div><div><div><div>부서</div><div>마케팅</div><div>1</div></div><div><div>관리자명</div><div>정수화</div></div><div><div>아이디</div><div>admin001</div></div><div><div>비밀번호</div><div><div>임시비밀번호발송(SMS)</div><div>2</div></div></div><div><div>연락처</div><div><div>010</div><div>-</div><div>1111</div><div>-</div><div>1111</div><div>1</div></div></div><div><div>이메일</div><div><div>soohwa</div><div>@</div><div>salted.ltd</div></div></div><div><div>상태</div><div><div><input checked="" type="radio"/> 사용(Y)</div><div><input type="radio"/> 중지(N) - 로그인 5회 오류</div><div>3</div></div></div><div><div>관리 메뉴</div><div><div>사이트관리 &gt; 공지사항 사이트관리 &gt; 이벤트 병원/의료진관리 &gt; 의료진관리</div><div><div>관리메뉴추가</div><div>관리메뉴삭제</div></div></div></div><div><div>취소</div><div>수정</div></div></div></div>									

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 관리자 관리  
로그

관리메뉴 추가

선택	관리 메뉴
<input type="checkbox"/>	병원/의료진 관리 > 병원관리
<input type="checkbox"/>	병원/의료진 관리 > 의료진관리
<input type="checkbox"/>	환자/사용자관리
<input type="checkbox"/>	운동관리
<input type="checkbox"/>	사이트관리 > 공지사항
<input type="checkbox"/>	사이트관리 > 이벤트
<input type="checkbox"/>	사이트관리 > 팝업
<input type="checkbox"/>	관리자관리
<input type="checkbox"/>	코드관리
<input type="checkbox"/>	메뉴관리
<input type="checkbox"/>	통계

취소

선택

1. 선택한 메뉴의 접근 및 관리 권한 부여

Page Description

관리자관리 > 로그

Screen ID

MAD-W-11-04

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

관리자 관리

로그

로그

국가

채널

작업기간

작업기간

검색어를 입력해주세요.

검색

국가	채널	작업/코드	작업IP	작업일	로그내용
한국	HCP web	modify the content	203.1.1.1	2021.10.11	사이트관리 > 공지사항...상세보기
미국	Master Admin	modify the content	203.1.1.1	2021.10.11	사이트관리 > 공지사항...상세보기
유럽	HCP web	modify the content	203.1.1.1	2021.10.11	사이트관리 > 공지사항...상세보기
한국	Master Admin	modify the content	203.1.1.1	2021.10.11	사이트관리 > 공지사항...상세보기
미국	HCP web	modify the content	203.1.1.1	2021.10.11	사이트관리 > 공지사항...상세보기
한국	Master Admin	modify the content	203.1.1.1	2021.10.11	사이트관리 > 공지사항...상세보기
미국	HCP web	modify the content	203.1.1.1	2021.10.10	사이트관리 > 공지사항...상세보기
한국	Master Admin	modify the content	203.1.1.1	2021.10.10	사이트관리 > 공지사항...상세보기
미국	HCP web	modify the content	203.1.1.1	2021.10.09	사이트관리 > 공지사항...상세보기
한국	Master Admin	modify the content	203.1.1.1	2021.10.09	사이트관리 > 공지사항...상세보기

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1. 서비스 중인 국가 선택 가능

2. 서비스 중인 채널 선택 가능

3. 클릭 시 달력 출력  
작업 시작-작업 종료  
작업 종료일이 시작일 보다 이전일 경우 검색 불가하며 날짜 선택 시 알럿 메시지 출력  
"날짜 설정이 잘못되었습니다."

4. 로그내용 모두 출력(팝업)

NEUROGAIT  
Master Admin

관리자 관리  
로그

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

| 로그

홈 > 로그

로그상세보기

국가	한국
채널	HCP web
작업/코드	modify the content
작업IP	203.1.1.1
작업일	2021.10.11
로그내용	사이트관리 > 공지사항 > 211번 게시글 수정

닫기



## 코드 관리

Page Description

코드관리 > 프로젝트(목록)

Screen ID

MAD-W-12-24

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진  
관리

환자/사용자  
관리

운동  
관리

사이트  
관리

관리자  
관리

코드  
관리

메뉴  
관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 공통  
병원(업체)

| 공통코드 관리

홈 > 코드관리 > 공통

- 프로젝트

- 질환

+ 운동

+ 게시판

+ 국가

No.	국가	프로젝트 코드	프로젝트명	등록일	최종 수정일	수정자
2	유럽	PJ-0001	관절 재활	2021.10.12	2021.10.15	관리자
1	한국	PJ-0002	성장기 재활	2021.10.10	2021.10.15	관리자

등록

1

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1. 등록 화면 출력(팝업)

Page Description	코드관리 > 프로젝트(등록)							Screen ID	MAD-W-12-25	Description																																																				
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 코드는 자동생성되어 세팅되며 직접 등록 후 중복확인을 통해 수정도 가능																																																				
▶ 공통 병원(업체)	공통코드 관리 <span>홈 &gt; 코드관리 &gt; 공통</span>																																																													
	- 프로젝트 * 필수입력사항																																																													
	<table><tr><td>등록자</td><td>관리자</td><td>등록일</td><td colspan="7">2021.10.15</td></tr><tr><td>프로젝트코드</td><td colspan="2">pj-0003</td><td colspan="8">중복확인 1</td></tr><tr><td>*국가</td><td colspan="9"><input type="checkbox"/> 전체 <input type="checkbox"/> 한국 <input type="checkbox"/> 미국 <input type="checkbox"/> 유럽</td></tr><tr><td>*프로젝트명</td><td colspan="9"><input type="text"/></td></tr><tr><td>*사용여부</td><td colspan="9"><input type="radio"/> 사용 <input type="radio"/> 중지</td></tr></table>										등록자	관리자	등록일	2021.10.15							프로젝트코드	pj-0003		중복확인 1								*국가	<input type="checkbox"/> 전체 <input type="checkbox"/> 한국 <input type="checkbox"/> 미국 <input type="checkbox"/> 유럽									*프로젝트명	<input type="text"/>									*사용여부	<input type="radio"/> 사용 <input type="radio"/> 중지									
	등록자	관리자	등록일	2021.10.15																																																										
	프로젝트코드	pj-0003		중복확인 1																																																										
	*국가	<input type="checkbox"/> 전체 <input type="checkbox"/> 한국 <input type="checkbox"/> 미국 <input type="checkbox"/> 유럽																																																												
	*프로젝트명	<input type="text"/>																																																												
	*사용여부	<input type="radio"/> 사용 <input type="radio"/> 중지																																																												

Page Description

코드관리 > 프로젝트(수정)

Screen ID

MAD-W-12-26

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 공통  
병원(업체)

공통코드 관리

홈 > 코드관리 > 공통

- 프로젝트

- 질환

+ 운동

+ 게시판

+ 국가

\* 필수입력사항

등록자	관리자	등록일	2021.10.15
수정자	관리자	최종 수정일	2021.10.21
프로젝트코드	PJ000001		
국가	<div><div>1</div><div><input type="checkbox"/> 전체 <input checked="" type="checkbox"/> 한국 <input type="checkbox"/> 미국 <input type="checkbox"/> 유럽</div></div>		
프로젝트명	<div>성장기 재활</div>		
사용여부	<div><input checked="" type="radio"/> 사용 <input type="radio"/> 중지</div>		

취소

수정

1. 입력 내용 업데이트

Page Description	코드관리 > 공통 > 질환(목록)							Screen ID	MAD-W-12	Description
<div>NEUROGAIT Master Admin</div> <div> <div>▶ 공통 병원(업체)</div> <div> <div>병원/의료진 관리</div> <div>환자/사용자 관리</div> <div>운동 관리</div> <div>사이트 관리</div> <div>관리자 관리</div> <div>코드 관리</div> <div>메뉴 관리</div> <div>통계</div> <div>관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]</div> </div> </div>	<div> <div>1. 전체 / 질병명 / 질병코드</div> <div> <div> <div>공통코드 관리</div> <div> <div> <div>1</div> <div>전체 ▼</div> <div></div> <div>검색</div> </div> <div> <div> <div>No.</div> <div>질병코드</div> <div>질병명</div> <div>등록일</div> <div>최종 수정일</div> <div>수정자</div> </div> <div> <div>2</div> <div>D000002</div> <div>감기</div> <div>2021.10.12</div> <div>2021.10.15</div> <div>관리자</div> </div> <div> <div>1</div> <div>D000001</div> <div>뇌질환</div> <div>2021.10.10</div> <div>2021.10.15</div> <div>관리자</div> </div> </div> <div> <div>등록</div> </div> <div> <div>&lt;&lt; &lt; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 &gt; &gt;&gt;</div> </div> </div> </div> </div></div>							<div>홈 &gt; 코드관리 &gt; 공통</div>		

▶ 공통  
병원(업체)

## | 공통코드 관리

홈 > 코드관리 > 공통

- 프로젝트 \* 필수입력사항

- 질환

등록자

관리자

이날 일

2021.10.15

+ **윤동**

\*질병코드

1 0000001

중복확인

+ 게시:

\*사용 국가

☐ 전체   ☐ 한국   ☐ 미국   ☐ 유럽

+ 국가

질병명

\*사용여부

○ 사용 ○ 중지

취소

2017

1. 코드는 자동생성되어 세팅되며 직접 등록 후 중복확인을 통해 수정도 가능
2. 선택한 국가의 질병 코드만 사용
3. 사용 국가 체크 후 해당 국가의 질병명을 등록하지 않은 경우 알럿 메시지 출력  
“사용 국가의 질병명을 입력해주세요.”

Page Description

코드관리 > 공통 > 질환(수정)

Screen ID

MAD-W-12-02

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진  
관리

환자/사용자  
관리

운동  
관리

사이트  
관리

관리자  
관리

코드  
관리

메뉴  
관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

공통  
병원(업체)

공통코드 관리

홈 > 코드관리 > 공통

- 프로젝트

\* 필수입력사항

- 질환

+ 운동

+ 게시판

+ 국가

등록자	관리자	등록일	2021.10.15
수정자	관리자	최종 수정일	2021.10.21
질병코드	D000001		
사용 국가	<input type="checkbox"/> 전체 <input checked="" type="checkbox"/> 한국 <input checked="" type="checkbox"/> 미국 <input type="checkbox"/> 유럽		
질병명	<input type="text" value="암"/>		
사용여부	<input checked="" type="radio"/> 사용 <input type="radio"/> 중지		

취소

수정

1. 현재 입력된 내용 업데이트

Page Description

코드관리 > 공통 > 운동(목록)

Screen ID

MAD-W-12-03

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 공통  
병원(업체)

| 공통코드 관리

홈 > 코드관리 > 공통

1

전체 ▼

검색

No.	운동코드	운동명	등록일	최종 수정일	수정자
6	H000006	까치발 서기	2021.10.12	2021.10.15	관리자
5	H000005	앉았다 일어나기	2021.10.12	2021.10.15	관리자
4	H000004	계단 오르내리기	2021.10.12	2021.10.15	관리자
3	H000003	외발 밸런스	2021.10.12	2021.10.15	관리자
2	H000002	양발 밸런스	2021.10.12	2021.10.15	관리자
1	H000001	보행	2021.10.12	2021.10.15	관리자

등록

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1. 전체 / 운동명 / 운동코드



Page Description	코드관리 > 공통 > 운동(등록)							Screen ID	MAD-W-12-04	Description
<div><div>NEUROGAIT Master Admin</div><div><div>병원/의료진 관리</div><div>환자/사용자 관리</div><div>운동 관리</div><div>사이트 관리</div><div>관리자 관리</div><div>코드 관리</div><div>메뉴 관리</div><div>통계</div><div>관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]</div></div></div>										
<div><div>▶ 공통 병원(업체)</div><div><div><div>공통코드 관리</div><div>홈 &gt; 코드관리 &gt; 공통</div></div><div><div><div><div>- 프로젝트</div><div>* 필수입력사항</div></div><div><div>- 질환</div><div><div>등록자</div><div>관리자</div><div>등록일</div><div>2021.10.15</div></div></div><div><div><div>- 운동</div><div><div>*운동코드</div><div>1H000001</div><div>중복확인</div></div></div><div><div><div>- 운동</div><div><div>*사용 국가</div><div>2<input type="checkbox"/> 전체 <input type="checkbox"/> 한국 <input type="checkbox"/> 미국 <input type="checkbox"/> 유럽</div></div></div><div><div><div>- 부위</div><div><div>운동명</div><div></div></div></div><div><div>+ 게시판</div><div><div>*사용여부</div><div><input type="radio"/> 사용 <input type="radio"/> 중지</div></div></div><div><div>+ 국가</div></div></div><div><div>취소</div><div>등록3</div></div></div></div></div></div></div></div>										

Page Description

코드관리 > 공통 > 운동(수정)

Screen ID

MAD-W-12-05

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진  
관리

환자/사용자  
관리

운동  
관리

사이트  
관리

관리자  
관리

코드  
관리

메뉴  
관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 공통  
병원(업체)

| 공통코드 관리

홈 > 코드관리 > 공통

- 프로젝트

\* 필수입력사항

- 질환

- 운동

- 운동

- 부위

+ 게시판

+ 국가

등록자	관리자	등록일	2021.10.15
수정자	관리자	최종 수정일	2021.10.21
운동코드	H000001		
*사용 국가	<input checked="" type="checkbox"/> 전체 <input type="checkbox"/> 한국 <input type="checkbox"/> 미국 <input type="checkbox"/> 유럽		
운동명	<input type="text" value="보행"/>		
*사용여부	<input checked="" type="radio"/> 사용 <input type="radio"/> 중지		

취소

수정

1. 입력 내용 업데이트

Page Description

코드관리 > 공통 > 운동 > 부위(목록)

Screen ID

MAD-W-12-27

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 공통  
병원(업체)

| 공통코드 관리

홈 > 코드관리 > 공통

1

전체 ▼

검색

No.	코드	부위명	등록일	최종 수정일	수정자
6	H000006	복근	2021.10.12	2021.10.15	관리자
5	H000005	기립근	2021.10.12	2021.10.15	관리자
4	H000004	왼쪽 중둔근	2021.10.12	2021.10.15	관리자
3	H000003	오른쪽 중둔근	2021.10.12	2021.10.15	관리자
2	H000002	왼쪽 내전근	2021.10.12	2021.10.15	관리자
1	H000001	오른쪽 내전근	2021.10.12	2021.10.15	관리자

등록

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1. 전체 / 운동명 / 운동코드

▶ 공통  
병원(업체)

## | 공통코드 관리

[홈](#) > [코드관리](#) > [공통](#)

- 프로젝트 \* 필수입력사항

- 질환	등록자	관리자	등록일	2021.10.15
- 운동	*코드	1 H000001		중복확인
- 운동	*사용 국가	2 <input type="checkbox"/> 전체 <input type="checkbox"/> 한국 <input type="checkbox"/> 미국 <input type="checkbox"/> 유럽		
- 부위	부위			
+ 게시판				
+ 국가	*사용여부	<input type="radio"/> 사용 <input type="radio"/> 중지		

취소

U/1

1. 코드는 자동생성되어 세팅되며 직접 등록 후 중복확인을 통해 수정도 가능
2. 선택한 국가의 코드만 사용
3. 필수 입력항목을 등록하지 않은 경우  
“필수입력항목을 모두 입력해주세요.”

Page Description	코드관리 > 공통 > 운동 > 부위 (수정)						Screen ID	MAD-W-12-29	Description
<b>NEUROGAIT</b> <b>Master Admin</b>	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]
<div> <div>▶ 공통</div> <div>병원(업체)</div> </div>	<div> <div> <div>  공통코드 관리</div> <div>홈 &gt; 코드관리 &gt; 공통</div> </div> <div> <div>- 프로젝트</div> <div>* 필수입력사항</div> </div> <div> <div>- 질환</div> <div>등록자</div> <div>관리자</div> <div>등록일</div> <div>2021.10.15</div> </div> <div> <div>- 운동</div> <div>수정자</div> <div>관리자</div> <div>최종 수정일</div> <div>2021.10.21</div> </div> <div> <div>- 운동</div> <div>코드</div> <div>H000001</div> </div> <div> <div>- 부위</div> <div>*사용 국가</div> <div> <div>🇰🇷 전체</div> <div><input type="checkbox"/> 한국</div> <div><input type="checkbox"/> 미국</div> <div><input type="checkbox"/> 유럽</div> </div> </div> <div> <div>+ 게시판</div> <div>부위명</div> <div>보행</div> </div> <div> <div>+ 국가</div> <div>*사용여부</div> <div> <div><input checked="" type="radio"/> 사용</div> <div><input type="radio"/> 중지</div> </div> </div> <div> <div>취소</div> <div>수정</div> </div> </div>								1. 입력 내용 업데이트

Page Description

코드관리 > 공통 > 게시판(목록)

Screen ID

MAD-W-12-06

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진  
관리

환자/사용자  
관리

운동  
관리

사이트  
관리

관리자  
관리

코드  
관리

메뉴  
관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 공통  
병원(업체)

| 공통코드 관리

홈 > 코드관리 > 공통

- 프로젝트

- 질환

+ 운동

+ 게시판

+ 국가

1

전체 ▼

검색

No.	게시판코드	게시판명	등록일	최종 수정일	수정자
2	B000002	이벤트	2021.10.12	2021.10.15	관리자
1	B000001	공지사항	2021.10.12	2021.10.15	관리자

등록

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1. 전체/게시판코드/카테고리명

Page Description	코드관리 > 공통 > 게시판(목록)							Screen ID	MAD-W-12-16	Description
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 코드는 자동생성되어 세팅되며 직접 등록 후 중복확인을 통해 수정도 가능  2. 선택한 국가의 코드만 사용
▶ 공통 병원(업체)	공통코드 관리 <span>홈 &gt; 코드관리 &gt; 공통</span>									
	- 프로젝트 * 필수입력사항									
	- 질환	등록자		관리자		등록일		2021.10.15		
	+ 운동	*게시판코드		1 G000007		중복확인				
	+ 게시판	*사용 국가		2 <input type="checkbox"/> 전체 <input type="checkbox"/> 한국 <input type="checkbox"/> 미국 <input type="checkbox"/> 유럽						
	+ 국가	게시판명		<input type="text"/>						
	*사용여부		<input type="radio"/> 사용 <input type="radio"/> 중지							
	<div>취소    등록</div>									

▶ 공통  
병원(업체)

## | 공통코드 관리

홈 > 코드관리 > 공통

- 프로젝트 \* 필수입력사항

- 질환

$$+ \frac{0}{\text{동}}$$

+ 게시판

+ 국가

등록자	관리자	등록일	2021.10.15
*게시판코드	1 G000007		
*사용 국가	2 <input type="checkbox"/> 전체 <input checked="" type="checkbox"/> 한국 <input type="checkbox"/> 미국 <input type="checkbox"/> 유럽		
게시판명	<input type="text" value="자주묻는질문"/>		
*사용여부	<input type="radio"/> 사용 <input type="radio"/> 중지		

취소

수정

1. 코드는 자동생성되어 세팅되며 직접 등록 후 중복확인을 통해 수정도 가능
2. 선택한 국가의 게시판명만 사용



Page Description

코드관리 > 공통 > 게시판 > 공지사항(목록)

Screen ID

MAD-W-12-07

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진  
관리

환자/사용자  
관리

운동  
관리

사이트  
관리

관리자  
관리

코드  
관리

메뉴  
관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 공통  
병원(업체)

| 공통코드 관리

홈 > 코드관리 > 공통

- 프로젝트

1

전체 ▼

검색

No.

카테고리코드

카테고리명

등록일

최종 수정일

수정자

3

N000003

일반

2021.10.12

2021.10.15

관리자

2

N000002

앱

2021.10.12

2021.10.15

관리자

1

N000001

인솔

2021.10.12

2021.10.15

관리자

+ 국가

등록

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1. 전체/카테고리코드/카테고리명

이벤트 동일 적용

Page Description	코드관리 > 공통 > 게시판 > 공지사항(등록)							Screen ID	MAD-W-12-08	Description
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 코드는 자동생성되어 세팅되며 직접 등록 후 중복확인을 통해 수정도 가능  2. 선택한 국가의 코드만 사용
<div>▶ 공통 병원(업체)</div>	<div> <div>   공통코드 관리 <div>홈 &gt; 코드관리 &gt; 공통</div> </div> <div> <div>- 프로젝트</div> <div>* 필수입력사항</div> </div> <div> <div>- 질환</div> <div> <div>등록자</div> <div>관리자</div> <div>등록일</div> <div>2021.10.15</div> </div> </div> <div> <div>+ 운동</div> <div> <div>*카테고리코드</div> <div>1</div> <div>N000007</div> <div>중복확인</div> </div> </div> <div> <div>- 게시판</div> <div> <div>*사용 국가</div> <div>2</div> <div> <input type="checkbox"/> 전체 <input type="checkbox"/> 한국 <input type="checkbox"/> 미국 <input type="checkbox"/> 유럽 </div> </div> </div> <div> <div>- 자주묻는질문</div> <div> <div>카테고리명</div> <div></div> </div> </div> <div> <div>- 이벤트</div> <div> <div>*사용여부</div> <div> <input type="radio"/> 사용 <input type="radio"/> 중지 </div> </div> </div> <div> <div>+ 국가</div> </div> <div> <div>취소</div> <div>등록</div> </div> </div>									

Page Description

코드관리 > 공통 > 게시판 > 공지사항(수정)

Screen ID

MAD-W-12-09

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 공통  
병원(업체)

| 공통코드 관리

홈 > 코드관리 > 공통

- 프로젝트

\* 필수입력사항

- 질환

등록자

관리자

등록일

2021.10.15

+ 운동

수정자

관리자

최종 수정일

2021.10.21

- 게시판

카테고리코드

N000007

- 공지사항

자주묻는질문\*사용 국가

☐ 전체 ☒ 한국 ☐ 미국 ☐ 유럽

- 이벤트

카테고리명

일반

+ 국가

\*사용여부

☒ 사용 ☐ 중지

취소

수정 1

1. 입력된 내용 업데이트

Page Description	코드관리 > 국가코드관리(목록)							Screen ID	MAD-W-12-13	Description
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 전체/국가명/국가코드   

▶ 공통  
병원(업체)

## | 공통코드 관리

홈 > 코드관리 > 공통

- 프로젝트 \* 필수입력사항

- 질환

등록자

관리자

이날

2021.10.15

+ 운동

\*코드

1

G000007

중복확인

+ 게시판

\*사용 국가

2

☐ 전체   ☐ 한국   ☐ 미국   ☐ 유럽

메뉴명

\*사용여부

○ 사용    ○ 중지

취소

U/I

1. 코드는 자동생성되어 세팅되며 직접 등록 후 중복확인을 통해 수정도 가능
2. 선택한 국가에만 해당 메뉴 사용

Page Description

코드관리 > 공통 > 게시판(목록)

Screen ID

MAD-W-12-15

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 공통  
병원(업체)

| 공통코드 관리

홈 > 코드관리 > 공통

- 프로젝트

\* 필수입력사항

- 질환

등록자

관리자

등록일

2021.10.15

+ 운동

\*코드

1

G01

+ 게시판

\*사용 국가

2

☐ 전체

☒ 한국

☐ 미국

☐ 유럽

+ 국가

메뉴명(한국)

국가번호

\*사용여부

☐ 사용

☐ 중지

취소

수정

1. 코드는 자동생성되어 세팅되며 직접 등록 후 중복확인을 통해 수정도 가능

2. 선택한 국가의 게시판명만 사용

Page Description		코드관리 > 국가코드관리(목록)					Screen ID	MAD-W-12-18	Description	
NEUROGAIT Master Admin		병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]
▶ 공통 병원(업체)	공통코드 관리									
	홈 > 코드관리 > 공통									
- 프로젝트		1 전체 ▼						검색		
- 질환										
+ 운동										
+ 게시판										
- 국가										
- 코드										
- 번호										
		등록								
		<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>								

Patient app 설정 시 언어는 모바일 버전으로  
제공하였다가 국가 선택 시 코드 등록된 언어  
로 변환됨





Page Description	코드관리 > 국가코드관리(등록)							Screen ID	MAD-W-12-20	Description																																	
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 코드는 자동생성되어 세팅되며 직접 등록 후 중복확인을 통해 수정도 가능																																	
<div>▶ 공통 병원(업체)</div> <div><div>공통코드 관리</div><div>홈 &gt; 코드관리 &gt; 공통</div></div> <div><div><div><div>- 프로젝트</div><div>- 질환</div><div>+ 운동</div><div>+ 게시판</div><div>- 국가</div><div>- 코드</div><div>- 번호</div></div><div><div>* 필수입력사항</div><table><tr><td>등록자</td><td>관리자</td><td>등록일</td><td>2021.10.15</td></tr><tr><td>*국가코드</td><td>KR</td><td colspan="2">중복확인</td></tr><tr><td>*국가명</td><td colspan="3">한국</td></tr><tr><td>*사용언어</td><td colspan="3"><input checked="" type="radio"/> 한국어 <input type="radio"/> 영어</td></tr><tr><td rowspan="4">*측정단위</td><td>키</td><td colspan="2">cm</td></tr><tr><td>몸무게</td><td colspan="2">kg</td></tr><tr><td>다리길이</td><td colspan="2">cm</td></tr><tr><td>발사이즈</td><td colspan="2">cm</td></tr><tr><td>*사용여부</td><td colspan="3"><input checked="" type="radio"/> 사용 <input type="radio"/> 중지</td></tr></table><div><div>취소</div><div>등록</div></div></div></div></div>											등록자	관리자	등록일	2021.10.15	*국가코드	KR	중복확인		*국가명	한국			*사용언어	<input checked="" type="radio"/> 한국어 <input type="radio"/> 영어			*측정단위	키	cm		몸무게	kg		다리길이	cm		발사이즈	cm		*사용여부	<input checked="" type="radio"/> 사용 <input type="radio"/> 중지		
등록자	관리자	등록일	2021.10.15																																								
*국가코드	KR	중복확인																																									
*국가명	한국																																										
*사용언어	<input checked="" type="radio"/> 한국어 <input type="radio"/> 영어																																										
*측정단위	키	cm																																									
	몸무게	kg																																									
	다리길이	cm																																									
	발사이즈	cm																																									
*사용여부	<input checked="" type="radio"/> 사용 <input type="radio"/> 중지																																										

Page Description	코드관리 > 국가코드관리(목록)							Screen ID	MAD-W-12-21	Description																				
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 전체/국가명/국가코드  Patient app 설정 시 언어는 모바일 버전으로 제공하였다가 국가 선택 시 코드 등록된 언어 로 변환됨																				
▶ 공통 병원(업체)	홈 > 코드관리 > 공통																													
	공통코드 관리																													
- 프로젝트 - 질환 + 운동 + 게시판 - 국가 - 코드 - 번호	1 전체 <input type="text"/> <input type="button" value="검색"/>																													
	<table><tr><th>No.</th><th>국가코드</th><th>국가명</th><th>번호</th><th>등록일</th><th>최종 수정일</th><th>수정자</th></tr><tr><td>2</td><td>UR</td><td>유럽</td><td>1</td><td>2021.10.12</td><td>2021.10.15</td><td>관리자</td></tr><tr><td>1</td><td>KR</td><td>한국</td><td>82</td><td>2021.10.10</td><td>2021.10.15</td><td>관리자</td></tr></table> <div><input type="button" value="등록"/></div>										No.	국가코드	국가명	번호	등록일	최종 수정일	수정자	2	UR	유럽	1	2021.10.12	2021.10.15	관리자	1	KR	한국	82	2021.10.10	2021.10.15
No.	국가코드	국가명	번호	등록일	최종 수정일	수정자																								
2	UR	유럽	1	2021.10.12	2021.10.15	관리자																								
1	KR	한국	82	2021.10.10	2021.10.15	관리자																								
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>																														

Page Description

코드관리 > 국가코드관리(등록)

Screen ID

MAD-W-12-22

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진  
관리

환자/사용자  
관리

운동  
관리

사이트  
관리

관리자  
관리

코드  
관리

메뉴  
관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 공통  
병원(업체)

| 공통코드 관리

홈 > 코드관리 > 공통

- 프로젝트

- 질환

+ 운동

+ 게시판

- 국가

- 코드

- 번호

\* 필수입력사항

등록자	관리자	등록일	2021.10.15
*국가 코드	<div>코드 선택 ▼1</div>		
*번호	<div></div>		
*사용여부	<div><div>○ 사용</div><div>○ 중지</div></div>		

취소

등록

1. 번호가 입력된 국가의 코드는 나오지 않음

Page Description	코드관리 > 국가코드관리(등록)							Screen ID	MAD-W-12-23	Description	
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 번호가 입력된 국가의 코드는 나오지 않음	
	홈 > 코드관리 > 공통										
	공통코드 관리										
	* 필수입력사항										
	등록자		관리자		등록일		2021.10.15				
	*국가 코드		한국(KR)								
	*번호		<input type="text" value="82"/>								
	*사용여부		<input checked="" type="radio"/> 사용 <input type="radio"/> 중지								
									<div>취소   수정</div>		

Page Description

코드관리 > 병원(업체)코드관리(목록)

Screen ID

MAD-W-12-10

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진  
관리

환자/사용자  
관리

운동  
관리

사이트  
관리

관리자  
관리

코드  
관리

메뉴  
관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

공통  
▶ 병원(업체)

| 병원(업체)코드 관리

홈 > 코드관리 > 병원(업체)

+ 한국

+ 미국

+ 유럽

1  
전체 ▼

검색

No.	병원(업체)코드	병원(업체)명	등록일	최종 수정일	수정자
9	HP000009	원주연세세브란스병원	2021.10.12	2021.10.15	관리자
8	HP000008	삼성서울병원	2021.10.12	2021.10.15	관리자
7	HP000007	서울아산병원	2021.10.12	2021.10.15	관리자
6	HP000006	인천성모병원	2021.10.12	2021.10.15	관리자
5	HP000005	송파참노인전문병원	2021.10.12	2021.10.15	관리자
4	HP000004	명지춘해병원	2021.10.12	2021.10.15	관리자
3	HP000003	고도일병원	2021.10.12	2021.10.15	관리자
2	HP000002	베데스다병원	2021.10.12	2021.10.15	관리자
1	HP000001	강남세브란스병원	2021.10.12	2021.10.15	관리자

등록

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1. 전체 / 병원(업체)코드/병원(업체)명

Page Description		코드관리 > 병원(업체)코드관리(등록)					Screen ID	MAD-W-12-11	Description		
NEUROGAIT Master Admin		병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	
<div>공통</div> <div>▶ 병원(업체)</div>		병원(업체)코드 관리								홈 > 코드관리 > 병원(업체)	
		+ <u>한국</u>		* 필수입력사항							
		+ 미국		등록자		관리자		등록일		2021.10.15	
		+ 유럽		*병원(업체)코드		1 H000007		중복확인			
				*병원(업체)명							
		*사용여부		○ 사용   ○ 중지							
								취소		등록	
		1. 코드는 자동생성되어 세팅되며 직접 등록 후 중복 확인을 통해 수정도 가능									

Page Description

코드관리 > 병원(업체)코드관리(수정)

Screen ID

MAD-W-12-12

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진  
관리

환자/사용자  
관리

운동  
관리

사이트  
관리

관리자  
관리

코드  
관리

메뉴  
관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

공통

▶ 병원(업체)

| 병원(업체)코드 관리

홈 > 코드관리 > 병원(업체)

+ 한국

+ 미국

+ 유럽

\* 필수입력사항

등록자	관리자	등록일	2021.10.15
수정자	관리자	수정일	2021.10.21
병원(업체)코드	HO000007		
*병원(업체)명	<div>서울 재활센터</div>		
*사용여부	<div><div>●</div> 사용 <div>○</div> 중지</div>		

취소

수정

1. 업데이트된 내용 수정

메뉴 관리



## ▶ 메뉴관리

## | 메뉴관리

홈 > 메뉴관리 > 메뉴

국가를 선택 후 메뉴를 관리할 수 있습니다.

1 한국 ▼

2 Patient APP ▼

첫번째 메뉴	
홈	3
스케줄	
운동	
인솔	
종합결과	
프로필	4

두번째 메뉴

알림

신규등록

공개 여부 저장

세번째 메뉴	
공지사항	<input checked="" type="checkbox"/>
이벤트	<input checked="" type="checkbox"/>

6 신규등록      공개 여부 저장 5

1. 국가 선택
2. 선택가 국가에서 서비스 중인 채널 선택  
HCP APP  
HCP WEB  
Patient APP
3. 필수 메뉴의 경우 공개여부 설정 불가
4. 공개/비공개 설정
5. 현재 공개 설정 상태 저장  
상위 메뉴가 비공개일 경우 하위 메뉴는 공개 설정 여부와 상관 없이 비공개 처리
6. 메뉴(기능) 신규 등록

메뉴 외 콘텐츠 내에서 비공개 처리되어  
야 하는 링크들은 수동 업데이트 함

Page Description	메뉴 > 신규등록(첫번째 메뉴일 경우)						Screen ID	MAD-W-13-01	Description
<div>NEUROGAIT Master Admin</div> <div> <div>▶ 메뉴관리</div> <div>  메뉴</div> <div> <div>홈 &gt; 메뉴관리 &gt; 메뉴</div> </div> </div>	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]
	<div> <div>메뉴 등록</div> <div>* 필수입력</div> <div> <div> <div>*메뉴명</div> <div> <div>최대 10자까지 등록 가능합니다.</div> <div>1</div> </div> </div> <div> <div>*형태</div> <div> <div><input type="radio"/> 앱</div> <div><input type="radio"/> 웹</div> </div> </div> <div> <div>*url</div> <div> <div></div> <div>2</div> </div> </div> <div> <div>*사용여부</div> <div> <div><input type="radio"/> 공개</div> <div><input type="radio"/> 비공개</div> </div> </div> <div> <div>취소</div> <div>저장</div> </div> </div> </div>								

- 최대 등록 가능한 메뉴명 10자(30byte)
- 형태가 웹일 경우 입력창 활성화
- 비공개 처리 시 하위 메뉴들 모두 비공개 처리됨

Page Description	메뉴 > 신규등록(두번째 메뉴일 경우)							Screen ID	MAD-W-13-02	Description												
NEUROGAIT Master Admin	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]													
<div>▶ 메뉴관리</div> <div>  메뉴</div> <div>홈 &gt; 메뉴관리 &gt; 메뉴</div>																						
<div><div>1</div><div>메뉴 등록(두번째 메뉴)</div><div>* 필수입력</div><table><tr><td>상위 메뉴(첫번째 메뉴)</td><td>환자관리 ▼</td></tr><tr><td>*메뉴명</td><td>최대 10자까지 등록 가능합니다.</td></tr><tr><td>*형태</td><td><input type="radio"/> 앱   <input type="radio"/> 웹</td></tr><tr><td>*url</td><td></td></tr><tr><td>*사용여부</td><td><input type="radio"/> 공개   <input type="radio"/> 비공개</td></tr></table><div><div>취소</div><div>저장</div></div></div>											상위 메뉴(첫번째 메뉴)	환자관리 ▼	*메뉴명	최대 10자까지 등록 가능합니다.	*형태	<input type="radio"/> 앱 <input type="radio"/> 웹	*url		*사용여부	<input type="radio"/> 공개 <input type="radio"/> 비공개		
상위 메뉴(첫번째 메뉴)	환자관리 ▼																					
*메뉴명	최대 10자까지 등록 가능합니다.																					
*형태	<input type="radio"/> 앱 <input type="radio"/> 웹																					
*url																						
*사용여부	<input type="radio"/> 공개 <input type="radio"/> 비공개																					
<div><div>2</div><div>메뉴 등록(세번째 메뉴)</div><div>* 필수입력</div><table><tr><td>상위 메뉴(첫번째 메뉴)</td><td>환자관리</td></tr><tr><td>상위 메뉴(두번째 메뉴)</td><td>상세 ▼</td></tr><tr><td>*메뉴명</td><td>최대 10자까지 등록 가능합니다.</td></tr><tr><td>*형태</td><td><input type="radio"/> 앱   <input type="radio"/> 웹</td></tr><tr><td>*url</td><td></td></tr><tr><td>*사용여부</td><td><input type="radio"/> 공개   <input type="radio"/> 비공개</td></tr></table><div><div>취소</div><div>저장</div></div></div>											상위 메뉴(첫번째 메뉴)	환자관리	상위 메뉴(두번째 메뉴)	상세 ▼	*메뉴명	최대 10자까지 등록 가능합니다.	*형태	<input type="radio"/> 앱 <input type="radio"/> 웹	*url		*사용여부	<input type="radio"/> 공개 <input type="radio"/> 비공개
상위 메뉴(첫번째 메뉴)	환자관리																					
상위 메뉴(두번째 메뉴)	상세 ▼																					
*메뉴명	최대 10자까지 등록 가능합니다.																					
*형태	<input type="radio"/> 앱 <input type="radio"/> 웹																					
*url																						
*사용여부	<input type="radio"/> 공개 <input type="radio"/> 비공개																					

1. 두번째 메뉴 신규 등록 시  
상위 메뉴가 세팅된 상태로 출력

2. 세번째 메뉴 신규 등록 시  
상위 메뉴가 세팅된 상태로 출력

3. 상위 메뉴(첫번째 메뉴)는 수정 불가

그 외 기능 앞 페이지의 기능과 동일

통계

Page Description

통계 > 회원

Screen ID

MAD-W-16

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진  
관리

환자/사용자  
관리

운동  
관리

사이트  
관리

관리자  
관리

코드  
관리

메뉴  
관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

▶ 회원  
데이터

1

국가

☐ 전체 ☒ 한국 ☐ 미국 ☐ 유럽

통계보기

엑셀다운로드

Patient App

2

국가별 회원 현황

국가	비율
한국	80%
미국	10%
유럽	10%

유형별 회원(사용자) 현황

유형	비율
진료	60%
일반	30%
연구	10%

연령별

연령	비율
10대	10%
20대	10%
30대	30%
40대	20%
50대	5%
60대	15%
70대이상	10%

성별

성별	비율
남성	80%
여성	20%

HCP

의료진 사용 현황

상태	비율
사용중	70%
대기중	20%
계정중지	10%

3

요구사항 정의 필요

1. 기본 전체 국가 기준으로 통계 출력  
전체/한국/미국/유럽(서비스 국가 목록 출  
력)

2. 특정 국가 선택 시 국가별 회원 통계 제공  
하지 않음

3. 현재 화면의 통계 로우데이터 다운로드

Page Description	통계(국가 검색)							Screen ID	MAD-W-16-01	Description
<b>NEUROGAIT Master Admin</b>	병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]	1. 클릭 시 선택한 국가에 맞는 상세 검색 조건 출력(다음 페이지 참조)
회원 ▶ 데이터	<div>검색 조건</div> <div><div>국가</div><div><input type="checkbox"/> 전체 <input checked="" type="checkbox"/> 한국 <input type="checkbox"/> 미국 <input type="checkbox"/> 유럽</div><div>검색 조건 보기</div></div>									<div>1</div> <div>요구사항 정의 필요</div>

Page Description

통계(국가 검색 > 상세검색)

Screen ID

MAD-W-16-02

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

회원

▶ 데이터

검색 조건

국가

☐ 전체 ☒ 한국 ☐ 미국 ☐ 유럽

검색 조건 보기

기간

☐ 1개월 ☐ 3개월 ☐ 6개월 ☐ 1년

☐ 지난달 ☐ 작년 ☐ 직접설정  ~

채널

☐ 전체 ☐ HCP App ☐ HCP Web ☐ Patient App

대상

☐ 전체 ☐ 연구 ☐ 재활 ☐ 일반

상태

☐ 사용 ☐ 대기 ☐ 휴면 ☐ 중지 ☐ 탈퇴

운동

☐ 보행 ☐ 양발밸런스 ☐ 왼발밸런스 ☐ 오른발밸런스 ☐ 까치발서기 ☐ 왼발부분부하 ☐ 오른발부분부하

부위

☐ 복근 ☐ 기립근 ☐ 왼쪽 중둔근 ☐ 오른쪽 중둔근 ☐ 왼쪽 내전근 ☐ 오른쪽 내전근 ☐ 왼쪽 대퇴이두근 ☐ 오른쪽 대퇴이두근 ☐ 왼쪽 가자미근 ☐ 오른쪽 가자미근 ☐ 왼쪽 대퇴사두근 ☐ 오른쪽 대퇴사두근 ☐ 왼쪽 앞정강근 ☐ 오른쪽 앞정강근 ☐ 왼쪽 대퇴근막장근 ☐ 오른쪽 대퇴근막장근 ☐ 왼쪽 장요근 ☐ 오른쪽 장요근

검색하기

1

1. 선택한 조건에 맞는 결과값 출력  
하나 이상 선택이 되어야 하며 선택 항목이 없을 경우 알럿 메시지 출력  
메지는 아래 시트 참고(52번)  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8\\_cTAQo4njzGIbc4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErBTqLU8_cTAQo4njzGIbc4vgBsHkTmAzc8RB3TbH30/edit#gid=228797276)  
"검색 조건을 선택해주세요."

요구사항 정의 필요

요구사항 정의 필요

Page Description

통계(국가 검색 > 상세검색 결과)

Screen ID

MAD-W-16-03

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

회원  
▶ 데이터

검색 조건

국가

☐ 전체 ☒ 한국 ☐ 미국 ☐ 유럽

검색 조건 보기

기간

☒ 1개월 ☐ 3개월 ☐ 6개월 ☐ 1년

☐ 지난달 ☐ 작년 ☐ 직접설정

~

채널

☐ 전체 ☐ HCP App ☐ HCP Web ☒ Patient App

대상

☐ 전체 ☐ 연구 ☒ 재활 ☐ 일반

병원

선택 ▼

상태

☒ 사용 ☐ 대기 ☐ 휴면 ☐ 중지 ☐ 탈퇴

운동

☒ 보행 ☐ 양발밸런스 ☐ 왼발밸런스 ☐ 오른발밸런스 ☐ 까치발서기 ☐ 왼발부분부하 ☐ 오른발부분부하

부위

☐ 복근 ☐ 기립근 ☐ 왼쪽 중둔근 ☐ 오른쪽 중둔근 ☐ 왼쪽 내전근 ☐ 오른쪽 내전근 ☐ 왼쪽 대퇴이두근 ☐ 오른쪽 대퇴이두근 ☐ 왼쪽 가자미근 ☐ 오른쪽 가자미근 ☐ 왼쪽 대퇴사두근 ☐ 오른쪽 대퇴사두근 ☐ 왼쪽 앞정강근 ☐ 오른쪽 앞정강근 ☐ 왼쪽 대퇴근막장근 ☐ 오른쪽 대퇴근막장근 ☐ 왼쪽 장요근 ☐ 오른쪽 장요근

검색하기

엑셀 다운로드

총 00건의 데이터가 있습니다.

병원	이름	연령대	성별	달성률	밸런스등급	종합평가등급
연세세브란스	이*한	60대	남	77%	3	3
연세세브란스	이*한	60대	남	77%	3	3
연세세브란스	이*한	60대	남	77%	3	3
연세세브란스	이*한	60대	남	77%	3	3
⋮						

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

1. 엑셀 다운로드 제공(로우데이터)  
엑셀 내에는 검색 조건 포함하여 다운로드  
(예: 현재 화면 기준 엑셀 다운로드 시 항목)  
- 국가, 기간, 채널, 대상, 병원, 상태, 운동,  
부위, 이름, 연령대, 성별, 달성률, 밸런스등  
급, 종합평가등급

요구사항 정의 필요

1. 엑셀 다운로드 제공(로우데이터)  
엑셀 내에는 검색 조건 포함하여 다운로드  
(예: 현재 화면 기준 엑셀 다운로드 시 항목)  
- 국가, 기간, 채널, 대상, 병원, 상태, 운동, 부위, 이름, 연령대, 성별, 달성률, 밸런스등급, 종합평가등급

요구사항 정의 필요



알림

Page Description

알림

Screen ID

MAD-W-14

Description

NEUROGAIT Master Admin

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

N관리자님, 안녕하세요.  
[관리] [설정] [로그아웃]

알림

계정문의

진료유휴환자

| 알림

1

계정문의

2

전체보기 >

국가	소속	의료진명	이메일	휴대폰 번호	문의일	확인
한국	원주연세세브란스병원 재활센터	김아무개	yu.kim@severance.co.kr	010-1111-1111	2021.10.11	계정확인 3
한국	서울헬스센터 헬스센터	김아무개	aa.kim@naver.com	010-1111-1111	2021.10.10	계정확인
한국	-	김아무개	ba.kim@naver.com	010-1111-1111	2021.10.09	계정확인
미국	hopkinsmedicine brain Tumor Center	david	h@hopkinsmedicine.com	010-1111-1111	2021.10.08	계정확인
미국	-	Mr.kim	da.kim@massach.com	010-1111-1111	2021.10.08	계정확인

1

진료유휴환자

4

전체보기 >

국가	환자이름	최근 매칭 의료진정보		의료진 상태	관리
한국	정수화	삼성서울병원 재활의학과	김아무개	사용 중지	5 의료진 매칭하기
한국	환자명	연세세브란스 재활병원	김아무개	대기중	6 정보 상세보기
한국	환자명	강남재활한방병원 재활의학과	의료진명	사용 중지	의료진 매칭하기
한국	환자명	삼성서울병원	의료진명	사용 중지	의료진 매칭하기
한국	환자명	삼성서울병원	의료진명	사용 중지	의료진 매칭하기

1. 계정문의, 진료유휴환자 최근 발생한 5개 출력

2. 계정문의 목록으로 이동

계정문의 case 1.

미인증(3개월 마다 로그인 갱신)으로 계정 잠금되었을 경우

계정문의 case 2.

HCP 로그인 화면에서 계정문의 버튼을 통해 문의한 경우

3. 해당 의료진정보의 상세페이지 출력(팝업)

일치하는 정보가 없는 경우 알럿 메시지 출력

"계정정보를 찾을 수 없습니다."

계정 문의 중 계정 상태가 사용인 항목은 목록에서 삭제

4. 진료유휴환자 목록으로 이동

5. 환자 상세정보 화면 출력(팝업)

(상세정보 내 매칭 코드 입력란에 정보를 수정하여 의료진 매칭)

6. 정보 상세보기 버튼 클릭 시 해당 의료진의 정보 상세보기 화면으로 출력(팝업)

진료 후 연구 프로젝트에 참여하거나 연구 프로젝트에 참여한 환자가 진료를 볼 경우 데이터 이관 불가

(데이터 이관이 필요한지 여부 판단 필요 / 이관 필요한 경우 동의 절차 필요)

Page Description		알림 > 계정문의					Screen ID	MAD-W-14-01	Description																																												
NEUROGAIT Master Admin		병원/의료진 관리	환자/사용자 관리	운동 관리	사이트 관리	관리자 관리	코드 관리	메뉴 관리	통계	N관리자님, 안녕하세요. [관리] [설정] [로그아웃]																																											
알림		계정문의								홈 > 알림 > 계정문의																																											
▶ 계정문의 진료유휴환자		1 계정문의																																																			
		<table><tr><th>국가</th><th>소속</th><th>의료진명</th><th>이메일</th><th>휴대폰 번호</th><th>문의일</th><th>확인</th></tr><tr><td>한국</td><td>원주연세세브란스병원 재활센터</td><td>김아무개</td><td>yu.kim@severance.co.kr</td><td>010-1111-1111</td><td>2021.10.11</td><td>계정확인2</td></tr><tr><td>한국</td><td>서울헬스센터 헬스센터</td><td>김아무개</td><td>aa.kim@naver.com</td><td>010-1111-1111</td><td>2021.10.10</td><td>계정확인</td></tr><tr><td>한국</td><td>-</td><td>김아무개</td><td>ba.kim@naver.com</td><td>010-1111-1111</td><td>2021.10.09</td><td>계정확인</td></tr><tr><td>미국</td><td>hopkinsmedicine brain Tumor Center</td><td>david</td><td>h@hopkinsmedicine.com</td><td>010-1111-1111</td><td>2021.10.08</td><td>계정확인</td></tr><tr><td>미국</td><td>-</td><td>Mr.kim</td><td>da.kim@massach.com</td><td>010-1111-1111</td><td>2021.10.08</td><td>계정확인</td></tr></table>										국가	소속	의료진명	이메일	휴대폰 번호	문의일	확인	한국	원주연세세브란스병원 재활센터	김아무개	yu.kim@severance.co.kr	010-1111-1111	2021.10.11	계정확인2	한국	서울헬스센터 헬스센터	김아무개	aa.kim@naver.com	010-1111-1111	2021.10.10	계정확인	한국	-	김아무개	ba.kim@naver.com	010-1111-1111	2021.10.09	계정확인	미국	hopkinsmedicine brain Tumor Center	david	h@hopkinsmedicine.com	010-1111-1111	2021.10.08	계정확인	미국	-	Mr.kim	da.kim@massach.com	010-1111-1111	2021.10.08	계정확인
국가	소속	의료진명	이메일	휴대폰 번호	문의일	확인																																															
한국	원주연세세브란스병원 재활센터	김아무개	yu.kim@severance.co.kr	010-1111-1111	2021.10.11	계정확인2																																															
한국	서울헬스센터 헬스센터	김아무개	aa.kim@naver.com	010-1111-1111	2021.10.10	계정확인																																															
한국	-	김아무개	ba.kim@naver.com	010-1111-1111	2021.10.09	계정확인																																															
미국	hopkinsmedicine brain Tumor Center	david	h@hopkinsmedicine.com	010-1111-1111	2021.10.08	계정확인																																															
미국	-	Mr.kim	da.kim@massach.com	010-1111-1111	2021.10.08	계정확인																																															
		⋮																																																			

1. 계정문의, 진료유휴환자 최근 발생한 5개 출력

2. 해당 의료진정보의 상세페이지 출력(팝업)

상세페이지 없음

페이징 없음

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진 관리환자/사용자 관리운동 관리사이트 관리관리자 관리코드 관리메뉴 관리통계관리자님, 안녕하세요.  
[관리] [설정] [로그아웃]

알림

계정문의  
진료유휴환자

계정문의

홈 > 알림 > 계정문의

의료진 정보 등록/관리

\* 필수입력

고유번호

\* 고유번호는 시스템에서 생성하는 코드로 수정이 불가합니다.  
NG-HCP0000123

\*소속

삼성서울병원 재활의학과

프로젝트명

\*의료진명

김아무개

\*아이디

Kim2222

비밀번호

☐ SMS

☐ 이메일

임시비밀번호 발송

\*이메일

kim

@

smcseoul.co.kr

\*핸드폰

010

-

1111

-

2222

병원/업체 연락처

02

-

111

-

222

내선번호

222

상태

☒ 사용

☐ 중지

이력

[2021.01.02 정보 변경] 삼성서울병원 재활의학과

[2020.01.02 정보 변경] 아산서울병원 재활센터

[2019.01.02 정보 변경] 강남재활전문병원

[2017.12.31 최초 등록] 강남뇌신경전문의원 재활센터

비고

2022년 개원 예정  
(인솔 100개 구매 계획)

취소

수정

1. 의료진 상세 페이지 출력(팝업)  
상태 값을 사용으로 변경하여 계정 활성화  
처리함

Page Description

알림 > 진료유휴환자

Screen ID

MAD-W-14-02

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

병원/의료진  
관리

환자/사용자  
관리

운동  
관리

사이트  
관리

관리자  
관리

코드  
관리

메뉴  
관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[로그인] [설정] [로그아웃]

알림

계정문의

▶ 진료유휴환자

1

진료유휴환자

홈 > 알림 > 진료유휴환자

국가	환자이름	최근 매칭 의료진정보		의료진상태	관리
한국	정수화	삼성서울병원 재활의학과	김아무게	사용 중지	2 의료진 매칭하기
한국	환자명	연세세브란스 재활병원	김아무게	대기중	3 정보 상세보기
한국	환자명	강남재활한방병원 재활의학과	의료진명	사용 중지	의료진 매칭하기
한국	환자명	삼성서울병원 재활의학과	의료진명	사용 중지	의료진 매칭하기
한국	환자명	삼성서울병원 재활의학과	의료진명	사용 중지	의료진 매칭하기
⋮					
한국	환자명	-	의료진명	사용 중지	의료진 매칭하기
한국	환자명	-	의료진명	사용 중지	의료진 매칭하기

1. 계정문의, 진료유휴환자 최근 발생한 5개 출력

2. 환자 상세정보 화면 출력(팝업)  
(상세정보 내 매칭 코드 입력란에 정보를 수정하여 의료진 매칭)

3. 정보 상세보기 버튼 클릭 시 해당 의료진의 정보 상세보기 화면으로 출력(팝업)

상세페이지 없음

페이징 없음

진료 후 연구 프로젝트에 참여하거나  
연구 프로젝트에 참여한 환자가 진료를 볼  
경우 데이터 이관 불가

(데이터 이관이 필요한지 여부 판단 필요 /  
이관 필요한 경우 동의 절차 필요)

진료 후 연구 프로젝트에 참여하거나  
연구 프로젝트에 참여한 환자가 진료를 볼  
경우 데이터 이관 불가

(데이터 이관이 필요한지 여부 판단 필요 /  
이관 필요한 경우 동의 절차 필요)

Page Description

알림 > 진료유휴환자(의료진 매칭하기 또는 상세보기 클릭 시)

Screen ID

MAD-W-05-04

Description

NEUROGAIT  
Master Admin

알림

계정문의

▶ 진료유휴환자

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

| 진료유휴환자

국가	한국		
구분	진료		
프로필 사진		상태	사용중
		가입일	2021.10.01
환자/사용자명	김아무개		
아이디	kim01		
성별	남자	생년월일	2000.02.22
휴대폰번호	010-2222-2222	이메일	<a href="mailto:kim01@naver.com">kim01@naver.com</a>
거주지	서울		
발사이즈	270 cm	다리길이	(원) 150cm (오) 150cm
환자코드	3 -		
매칭코드	1 -	매칭	2
매칭정보	의료진 매칭 정보가 없습니다.		
약관동의	이용약관 동의함(2021.09.02) 개인정보처리방침 동의함(2021.09.02) 민감정보 제공 동의    동의안함(2021.09.02) 블루투스 통신 동의    동의안함(2021.09.02) 위치정보 이용 동의    동의안함(2021.09.02) 마케팅수신정보 동의안함(2021.09.02) 개인정보 제3자 제공 동의    동의안함(2021.09.02)		

취소

수정

1. 매칭된 의료진 코드 출력

2. 유휴환자의 경우 매칭코드가 보여지지 않으며 매칭 버튼 클릭 시 의료진 선택 팝업 출력(다음페이지 참고)

3. 유휴환자가 될 경우 환자코드 정보 확인 불가

Page Description

알림 > 진료유휴환자(의료진 매칭하기 또는 상세보기 클릭 시)

Screen ID

MAD-W-05-04

Description

NEUROGAIT

Master Admin

알림

계정문의

▶ 진료유휴환자

병원/의료진 관리

환자/사용자 관리

운동 관리

사이트 관리

관리자 관리

코드 관리

메뉴 관리

통계

N관리자님, 안녕하세요.  
[알림] [설정] [로그아웃]

| 의료진

국가 ▼

2전체 ▼

검색어를 입력해주세요.

검색

김태희로 검색한 결과 입니다.

	국가	소속	코드	의료진명	등록일
<input type="checkbox"/>	한국	서울대학교병원 뇌신경센터	KO-SH-B0001	김*희	2021.03.03
<input type="checkbox"/>	한국	튼튼재활병원 재활센터	KO-T-B0001	김*희	2021.03.03
<input type="checkbox"/>	한국	튼튼재활병원 재활센터	KO-T-B0002	김*희	2021.03.03

취소

1매칭

1. 선택한 의료진 매칭  
1명 이상 선택한 경우 Alert 메시지

2. 전체/병원명/코드 선택 후 검색 가능

1

1명의 의료진만 선택해 주세요!

확인

설정



Page Description	설정	Screen ID	MAD-W-15	Description
NEUROGAIT Master Admin	<div> <div>병원/의료진 관리</div> <div>환자/사용자 관리</div> <div>운동 관리</div> <div>사이트 관리</div> <div>관리자 관리</div> <div>코드 관리</div> <div>메뉴 관리</div> <div>통계</div> <div>관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]</div> </div> <div> <div>설정</div> <div> <div>홈 &gt; 관리자 관리</div> <div> <div>부서</div> <div>마케팅</div> <div>관리자명</div> <div>정수화</div> <div>아이디</div> <div>admin001</div> <div>비밀번호변경</div> <div></div> <div>비밀번호변경 확인</div> <div></div> <div>연락처</div> <div>010 - 1111 - 1111</div> <div>이메일</div> <div>soohwa @ salted.ltd</div> <div>관리 메뉴</div> <div> <div>*관리 메뉴 권한 변경은 담당자에게 문의해주세요.</div> <div> <div>사이트관리 &gt; 공지사항</div> <div>사이트관리 &gt; 이벤트</div> <div>병원/의료진관리 &gt; 의료진관리</div> </div> </div> <div>수정</div> </div> </div> </div>			<div> <div>1. 수정되는 정보는 관리자 관리에서도 확인 가능(동일 데이터 바라봄)</div> <div>비밀번호 불일치 시 수정 버튼 클릭하면 아래와 같은 알럿 메시지 출력</div> <div>"정보를 정확히 입력해주세요."</div> <div>2. 텍스트 박스 입력 시 기본 ●로 노출</div> <div>대소문자 구분, 문자/숫자/특수문자 1개씩 반드시 포함</div> <div><b>패스워드 정보는 SHA256으로 일방향 암호화 필요</b></div> <div>3. 권한이 없는 메뉴는 보이지 않음</div> <div>(예) 현재 계정 주인인 정수화에게 보여지는 GNB 메뉴는 a와 같음</div> <div>4. 클릭 시 로그인 화면으로 이동</div> </div> <div> <div>a</div> <div> <div>NEUROGAIT Master Admin</div> <div>병원/의료진 관리</div> <div>사이트 관리</div> <div>관리자님, 안녕하세요. [알림] [설정] [로그아웃]</div> </div> </div>

**End Of Document**